Medien zur Trennung von Lymphozyten PANCOLL



Gebrauchsfertige und sterile Lösung auf Basis von FICOLL, einer Lösung, die aus einem Polysaccharid mit einem Molekulargewicht von 400.000 Dalton besteht.

- Zur Herstellung von Lymphozytenlösungen aus Vollblut
- Kann zwischen 2°C und Raumtemperatur gelagert werden
- Qualitätszertifikat verfügbar
- pH 6,5 - 7,5 für alle Arten

PANCOLL Human

- PANCOLL Human Dichte : 1,077 g/ml
- Osmolarität : 280 - 300 mOSM/kg

Art. Nr.	Dichte	Osmolarität	pH	Volumen (ml)	CHF
500201	1,077 g/ml	280-300	6,5 - 7,5	100	AA -
500205	1,077 g/ml	280-300	6,5 - 7,5	500	AA -

PANCOLL Tier

- PANCOLL Tier Dichte : 1,077 g/ml
- Osmolarität : 255 - 275 mOSM/kg

Art. Nr.	Dichte	Osmolarität	pH	Vol. (ml)	CHF
P04-63100	1,077 g/ml	255-275	6,5 - 7,5	100	Auf Anfrage
P04-63500	1,077 g/ml	255-275	6,5 - 7,5	500	Auf Anfrage

PANCOLL Maus

- PANCOLL-Maus, Dichte 1,086 g/ml
- Osmolarität : 270-290 mOSM/kg

Art. Nr.	Dichte	Osmolarität	pH	Vol. (ml)	CHF
P04-64100	1,086 g/ml	270-290	6,5 - 7,5	100	Auf Anfrage
P04-64500	1,086 g/ml	270-290	6,5 - 7,5	500	Auf Anfrage

PANCOLL Monozyten*

- PANCOLL-Maus, Dichte 1,068 g/ml
- Osmolarität : 310-330 mOSM/kg

Art. Nr.	Dichte	Osmolarität	pH	Vol. (ml)	CHF
P04-68100*	1,068 g/ml	325-355	6,5 - 7,5	100	Auf Anfrage
P04-68500*	1,068 g/ml	325-355	6,5 - 7,5	500	Auf Anfrage

* Referenzen auf Anfrage

PHA-M (Phytohämagglutin)

- Stimuliert die Proliferation von Lymphozyten in Kulturen
- Wird auch für die Abtrennung von Leukozyten aus Vollblut verwendet

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen	CHF
L3010-005	Phytohaemagglutin flüssig	5 ml	AA -

Lymphozyten-Trennmedium (LSM)


- Osmolarität 290 + 20 mOsm
- Niedrige Viskosität: In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus Vollblut

Art. Nr.	Art. Nr. Corning	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
702627	25-072-CI	Medium LSM - Dichte 1077-1080 g/ml	100	AA -
702628	25-072-CV	Medium LSM - Dichte 1077-1080 g/ml	500	AA -

Medien zur Trennung von Lymphozyten

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
L0560-100	Lymphozyten Trennmedium	100	AA -
L0560-500	Lymphozyten Trennmedium	500	AA -

Gebrauchsfertige" Leucosep-Röhrchen



Röhrchen vor Zentrifugation
gefüllt mit PANCOLL (Dichte 1,077 g/ml)

Röhrchen nach Zentrifugation

- Reduziert das Risiko einer Kontamination
- Zeitersparnis
- Haltbar 36 Monate zwischen 2 und 20 °C
- Von Licht fernhalten

Vorgefüllte PANCOLL human MSL

Art. Nr.	Bezeichnung	Röhrchen	MSL-Volumen	CHF
016760F	Racks mit 25 Röhrchen	50 ml	15 ml	AA -
016765F	Racks mit 50 Röhrchen	10 ml	3 ml	AA -

Vorgefüllte PANCOLL Tier

Art. Nr.	Bezeichnung	Röhrchen	MSL-Volumen	CHF
016775F	Racks mit 50 Röhrchen	10 ml	3 ml	AA -

Ficoll- und Percoll-Dichtegradient

Ficoll-Paque Premium

- Gebrauchsfertige Lösung für die Abtrennung mononukleärer Zellen aus Blut
- Besteht aus einem Saccharosepolymer
- Steril

Art. Nr.	Bezeichnung	Dichte (g/ml)	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
17-5446-02	Ficoll-Paque Premium 1,084	1,084	100	6	AA -
17-5446-52	Ficoll-Paque Premium 1,073	1,073	100	6	AA -

Ficoll-Pulver

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	CHF
17-0300-05	Ficoll PM 400	5 kg	AA -
17-0300-10	Ficoll PM 400	100 g	AA -
17-0300-50	Ficoll PM 400	500 g	AA -
17-0310-10	Ficoll PM 70	100 g	AA -
17-0310-50	Ficoll PM 70	500 g	AA -

Percoll

- Besteht aus kolloidalen Sillice-Partikeln, die von PVP (Percoll) oder Silan (Percoll Plus) umgeben sind
- Dichte: 1,130 g/ml
- Geeignet für die Abtrennung von Polynukleiden aus Neutrophilen

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
17-0891-09	Percoll	1000	6	AA -
17-5445-01	Percoll Plus	1000	1	AA -
17-5445-02	Percoll Plus	250	1	AA -