Leucosep™ 12 ml und 50 ml Röhrchen

- **Einfache und effiziente Trennung von PBMCs (Lymphozyten und mononukleare Zellen) aus Blut oder Knochenmark**
- **Konzentration direkt aus Vollblut**
- **Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur**
- **Bei der Zentrifugation werden Lymphozyten und mononukleäre Zellen durch einen Dichtegradienten von unerwünschten Bestandteilen getrennt und konzentrieren sich in einer Phase oberhalb des Trennmediums**
- **Wenn die Trennung zum Zeitpunkt der Ernte abgeschlossen ist, minimiert die poröse Barriere die Kontamination der angereicherten Fraktion mit roten Blutkörperchen**
- **Vorgefüllt mit Leucosep™-Trennmedium (Dichte 1,077 g/ml)**
- **Erhältlich ungefüllt zur Verwendung mit allen anderen auf dem Markt befindlichen Trennmedien**




Art. Nr.	Vol. (ml)	Leucosep-Trennmedium™	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
163288	12	Ja	Aseptisch	50	500	AA -
163289	12	Nein	Nein	50	500	AA -
016765	12	Nein	Ja	50	500	AA -
227288	50	Ja	Aseptisch	25	250	AA -
016761	50	Nein	Nein	25	300	AA -
016760	50	Nein	Ja	25	300	AA -


System OncoQuick™ Greiner Bio-One

- Ein einfaches, schnelles und effizientes System für die Anreicherung von zirkulierenden Tumorzellen, die von soliden Tumoren oder malignen Melanomen freigesetzt werden.
- Besteht aus einem Polypropylenröhrchen mit einer porösen Barriere, die auf eine speziell entwickelte Trennlösung aufgesetzt wird.
- Bis zu 30 ml antikoaguliertes Vollblut werden direkt in das OncoQuick™ -Röhrchen gegeben und zentrifugiert.
- Neben Erythrozyten und Granulozyten ermöglicht das Trennmedium die virtuelle Eliminierung von Lymphozyten und mononukleären Zellen.
- Die zirkulierenden Tumorzellen konzentrieren sich an der Schnittstelle.

- **Ergebnis in 45 Minuten**
- **Nur für Forschungszwecke**
- **Reproduzierbare Rückgewinnung**
- **Entfernung von Blutzellen bis zu 6 log-Einheiten**
- **Keine zusätzliche Laborausrüstung**
- **Keine magnetischen Beads**
- **Keine Blockierung von Markermolekülen**
- **Anreicherung direkt aus Vollblut**




Anreicherung mit zirkulierenden Tumorzellen, die aus Vollblut verbreitet wurden.



Art. Nr.	Röhrchen Gesamtvol. (ml)	Blutvol. (ml)	VE	CHF/ VE
227255	50	15 - 30	4	AA -
227250	50	15 - 30	10	AA -

Blood Sep Filter

Filter wird durch zwei in das Röhrchen eingegossene Ringe gehalten. Diese sorgen dafür, daß der Filter während der Zentrifugation an seinem Platz bleibt.



Art. Nr.	Gesamtvolumen des Blood Sep Filterröhrchens	Volumen von Blut	VE	CHF/ VE
016780	50 ml ohne MSL	15 - 30 ml	25	AA -

Nylon-Wolle

- **Zur Trennung von T-Leukozyten und B-Leukozyten**
- **Gebrauchsanweisung auf Anfrage**



Art. Nr.	Menge	CHF
490002	10 g	AA -
490003	50 g	AA -
490004	100 g	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com