PluriBeads Mikroperlen für die Zellseparation

- Schnell und einfach zu bedienen
- Anreicherung aus Vollblut, Buffy Coat und Gewebe
- Reduziert den Zellstress im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
- Rückhaltung entsprechend der Größe der Beads auf einem 30 µm Zellsieb für Pluribead-S bzw. 60 µm für Pluribead-M: freie Zellen werden nicht zurückgehalten
- Sequentielle Anreicherung von bis zu 5 Zelltypen aus der gleichen Probe durch Anpassung der Beadgröße



Differenzierungsmarker		PluriBeads-S		PluriBeads-M	
Typ	Arten	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
CD2	Anti-human	149030	AA -	149107	AA -
CD3		149031	AA -	149108	AA -
CD4		149032	AA -	149109	AA -
CD5		149033	AA -	149110	AA -
CD7		149034	AA -	149111	AA -
CD8		149035	AA -	149112	AA -
CD9		149036	AA -	149113	AA -
CD11A		149037	AA -	149114	AA -
CD11B		149038	AA -	149115	AA -
CD14		149039	AA -	149116	AA -
CD15		149040	AA -	149117	AA -
CD16		149041	AA -	149118	AA -
CD19		149042	AA -	149119	AA -
CD21		149043	AA -	149120	AA -
CD31		149044	AA -	149121	AA -
CD43		149045	AA -	149122	AA -
CD44		149046	AA -	149123	AA -
CD45		149047	AA -	149124	AA -
CD55		149048	AA -	149125	AA -
CD95		149049	AA -	149126	AA -
CD117		149050	AA -	149127	AA -
CD138		149051	AA -	149128	AA -
CD235A		149052	AA -	149129	AA -
CD271		149053	AA -	149130	AA -
CD326		149054	AA -	149131	AA -
CD4	Anti-Ratte	149055	AA -	149132	AA -
CD8B		149056	AA -	149133	AA -
CD11B		149057	AA -	149134	AA -
CD45		149058	AA -	149135	AA -
TCR Alpha/Beta		149059	AA -	149136	AA -
CD11B	Anti-Schweinefleisch	149060	AA -	149137	AA -
CD14		149061	AA -	149138	AA -
CD21		149062	AA -	149139	AA -
CD29		149063	AA -	149140	AA -
CD44		149064	AA -	149141	AA -
CD47		149065	AA -	149142	AA -
CD62L		149066	AA -	149143	AA -
CD90		149067	AA -	149144	AA -
HLA-DR-DP		149068	AA -	149145	AA -
Glóbulos rojos RBC		149069	AA -	149146	AA -
CD29	Anti-Schaf	149070	AA -	149147	AA -
CD41/61		149071	AA -	149148	AA -
CD44		149072	AA -	149149	AA -
CD45		149073	AA -	149150	AA -
CD47		149074	AA -	149151	AA -
CD62L		149075	AA -	149152	AA -
CD271		149076	AA -	149153	AA -
HLA-DR-DP		149077	AA -	149154	AA -
CD9	Anti-Rind	149078	AA -	149155	AA -
CD14		149079	AA -	149156	AA -
CD21		149080	AA -	149157	AA -
CD45R		149081	AA -	149158	AA -
CD47		149082	AA -	149159	AA -
CD62L		149083	AA -	149160	AA -
CD117		149084	AA -	149161	AA -
HLA-DR-DP		149085	AA -	149162	AA -
CD4	Anti-Hund	149086	AA -	149163	AA -
CD29		149087	AA -	149164	AA -

Differenzierungsmarker		PluriBeads-S		PluriBeads-M	
Typ	Arten	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
CD4	Anti-Maus	149088	AA -	149165	AA -
CD8		149089	AA -	149166	AA -
CD11B		149090	AA -	149167	AA -
CD11C		149091	AA -	149168	AA -
CD14		149092	AA -	149169	AA -
CD19		149093	AA -	149170	AA -
CD31		149094	AA -	149171	AA -
CD45		149095	AA -	149172	AA -
F4/80		149096	AA -	149173	AA -
LY6G		149097	AA -	149174	AA -
Universal	Anti-Maus	149098	AA -	149175	AA -
Universal	Anti-Ratte	149099	AA -	149176	AA -
Universal	Anti-Kaninchen	149100	AA -	149177	AA -
Universal	Anti-Hamster	149101	AA -	149178	AA -
Universal	Anti-Ziege	149102	AA -	149179	AA -
CD11A	Anti-Pferd	149103	AA -	149180	AA -
CD41/61		149104	AA -	149181	AA -
CD14	Anti-Kaninchen	149105	AA -	149182	AA -

Reagenz-Kit für PluriBeads

Enthält Waschpuffer, Stabilisierungspuffer, Inkubationspuffer, Abtrennungspuffer, PluriStrainer, Trichter und Anschlüsse.



Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl Tests	CHF
149184	Reagenz-Kit für PluriBeads-S	5	AA -
149185	Reagenz-Kit für PluriBeads-S	10	AA -
149186	Reagenz-Kit für PluriBeads-M	5	AA -
149187	Reagenz-Kit für PluriBeads-M	10	AA -

Puffer für PluriBeads

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen (ml)	CHF
149189	Ablösung Puffer für PluriBeads	20	AA -
149192	Waschpuffer für PluriBeads (10x)	100	AA -
149193	Waschpuffer für PluriBeads (10x)	500	AA -
149194	Waschpuffer für PluriBeads (10x)	1000	AA -

Zellsiebe PluriStrainer

Art. Nr.	Größe	Code Farben	Porengröße (µm)	VE	CHF/ VE
149026B	S	Violett	30 µm	25	AA -
149195	M	Blau	60 µm	25	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com