Vorgefüllte Röhrchen für Homogenisator Omni Bead Ruptor Elite und Bead Ruptor 4

Gesamtvol. (ml)	Beads	Bead-Ø (mm)	Anwendungen:	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
0,5	Granat	0,15	Kleines Volumen von Mikroorganismen, Lyse	50	**078101**	**AA -**
	Karbid	0,25	RNA-Extraktion, Mikroorganismen, Homogenisierung	50	**078103**	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078104**	**AA -**
1,5	Metall	2,38	Hartgewebe, Mischung	50	**078176**	**AA -**
	Glas	0,5	Harte Mikroorganismen, Lyse	50	**078177**	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078178**	**AA -**
	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078179**	**AA -**
2	Keramik	0,1	Mikroorganismen, Lyse	50	**078220**	**AA -**
	Keramik	0,1	Mikroorganismen, Lyse	50	**078221***	**AA -**
	Keramik	0,5	Harte Mikroorganismen, Lyse	50	**078222**	**AA -**
	Keramik	0,5	Harte Mikroorganismen, Lyse	50	**078223***	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078105**	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078142***	**AA -**
	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078106****	**AA -**
	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078141***	**AA -**
	Keramik	1,4 und 2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078224**	**AA -**
	Metall	2,38	Hartgewebe, Zerkleinerung	50	**078098****	**AA -**
	Metall	2,38	Hartgewebe, Zerkleinerung	50	**078143***	**AA -**
	Metall	6	Hartgewebe, Zerkleinerung	50	**078225****	**AA -**
	Glas	0,5	Harte Mikroorganismen, Lyse	50	**078100**	**AA -**
	Glas	0,5	Harte Mikroorganismen, Lyse	50	**078144***	**AA -**
	Glas	0,1	Mikroorganismen, Lyse	50	**078099**	**AA -**
	Granat	0,7	Harte und faserige Stoffe, Homogenisierung	50	**078102**	**AA -**
7	Metall	2,38	Hartgewebe, Zerkleinerung	50	**078180**	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Mischung	50	**078181**	**AA -**
	Keramik	2,8	Hartgewebe, Mischung	50	**078182**	**AA -**
	Glas	0,5	Mikroorganismen, Lyse	50	**078234**	**AA -**
15	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078201**	**AA -**
30	Metall	2,4	Hartgewebe, Mischung	50	**078202**	**AA -**
	Metall	2,4 und Keramikzylinder 6,35	Hartgewebe, Mischung	50	**078203**	**AA -**
	Keramik	1,4 und Keramikzylinder 6,35	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078204**	**AA -**
	Keramik	1,4	Weiche Stoffe, Homogenisierung	50	**078205**	**AA -**
	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078206**	**AA -**
	Keramik	2,8 und Keramikzylinder 6,35	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078207**	**AA -**
50	Keramik	2,8	Hartgewebe, Homogenisierung	50	**078194**	**AA -**

* Microbial DNA free ** Röhrchen mit verstärkter Wand

Einzelne Röhrchen

- **Polypropylen**
- **RNase, DNase frei (außer 7 ml Röhrchen)**

Gesamtvol. (ml)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
0,5	500	**078186***	**AA -**
1,5	500	**078183**	**AA -**
	1000	**078184**	**AA -**
2	500	**078115***	**AA -**
	500	**078114B**	**AA -**
	1000	**078185***	**AA -**
	1000	**078209****	**AA -**
7	500	**078188**	**AA -**
	1000	**078124**	**AA -**
15	100	**078231**	**AA -**
	500	**078198**	**AA -**
30	100	**078232**	**AA -**
	500	**078199**	**AA -**
50	100	**078200**	**AA -**

*Verstärktes Polypropylen **Low binding



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com