Beads-Homogenisator OMNI Bead Ruptor 96



VIDEO

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen


- Zum Homogenisieren von Proben von 25µl bis 50 ml
- Bis zu 384 Proben können gleichzeitig durch Schleifen verarbeitet werden (4 Deepwell 1 ml 96-Well-Platten)
- Kompatibel mit Mikrotiterplatten, Deepwell, 0,5/1,5 und 2 ml Röhrchen
- Mit Zubehör nach Wahl zu vervollständigen (Mikroplattenhalter, Rack für 24 Mikroröhrchen, Edelstahl-Mahltopf 25 oder 50 ml)
- Beadloses Schütteln von bis zu 576 Proben (6 x 96-Well-Mikrotiterplatten)
- Einstellbare Rührfrequenz (3 bis 30 Hz)
- Zeit einstellbar von 5 Sekunden bis 99 Minuten

Bereich der Volumen	‹ 25 µl bis 50 ml
Frequenz der Bewegung	3 bis 30 Hz
Dauer des Rührens	5 sec bis 99 min.
Geräuschpegel (dB)	‹ 72
Maße B x T x H (cm)	38,1 x 43,18 x 22,86
Gewicht (kg)	42
Art. Nr.	**078162**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
078163	Mikroplattenhalter (1 Deepwell 2 ml oder 2 Deepwell 1 ml oder 3 Platten in Standardgröße)	2	**AA -**
078164	Rackhalter für 24 Mikroröhrchen 1,5 oder 2 ml oder 24 Schraubgefäße 0,5 oder 2 ml	2	**AA -**
078165	Edelstahl-Mahlbecher 25 ml*	2	**AA -**
078166	Edelstahl-Mahlbecher 50 ml**	2	**AA -**
078167	Edelstahlbead 10 mm	10	**AA -**
078168	Edelstahlbead 25 mm	5	**AA -**
078107	Beutel mit Edelstahlbeads 2,38 mm, 500 Gramm	1	**AA -**
078172	Beutel mit Edelstahlperlen 5 mm, 500 Gramm	1	**AA -**
078173B	Deepwell 96-Well 2 ml quadratische SBS-Platten	10	**AA -**
078174B	Dichtungsmatte für Deepwell-Platte	10	**AA -**
078175	Packung mit 5 x 2 ml Deepwell 96 quadratischen Wellplatten mit 1 x 5 mm Edelstahlbead pro Well und 10 Dichtungsmatten	1 Los	**AA -**
078226	Satz von 2 x 2 ml Deepwell 96 quadratischen Wellplatten mit 1 x 0,1 mm Keramikbead pro Well und Dichtungsmatte	1 Los	**AA -**
078227	Satz von 10 x 2 ml Deepwell 96 quadratischen Wellplatten mit 1 x 0,1 mm Keramikbead pro Well und Dichtungsmatte	1 Los	**AA -**
078228	Satz von 10 x 2 ml Deepwell 96 quadratischen Wellplatten mit 1 x 1,4 mm Keramikbead pro Well und Dichtungsmatte	1 Los	**AA -**
078229	Satz von 2 x 2 ml Deepwell 96 quadratischen Wellplatten mit 1 x 1,4 mm Keramikbead pro Well und Dichtungsmatte	1 Los	**AA -**







Edelstahl-Mahlbecher* Funktioniert mit einer 10 mm Edelstahlkugel, Probenvolumen von 4 bis 10 ml.
** Funktioniert mit einer 25 mm Edelstahlkugel, Probenvolumen 8 bis 20 ml.

Beadshomogenisatoren Bullet Blender



Modell BB50-DX



Gold-Modelle

- Kompatibel mit Mikroröhrchen : 1,5 oder 2 ml (Proben von 0 - 300 µl), 5 ml Röhrchen (Proben von 0,1 - 1 ml) oder 50 ml Röhrchen (Proben von 0,1 - 3,5 ml) je nach Modell
- Einstellbare Homogenisierungsgeschwindigkeit
- System „4°C cooling“ : Halten der Proben bei 4°C unter Zugabe von Trockeneis („Gold“ Versionen)
- CE-Zertifizierung
- Lieferung mit Starterkit : Beutel mit verschiedenen Arten von Beads, Messlöffeln und passenden Röhrchen
- Versionen "gold" und "50-DX" mit Digitalanzeige und speicherbaren Programmen
- Garantie: 2 Jahre

Modell	Storm Pro BT24M	Gold BB24-AU	5E Pro BT5E	5 Gold BB5E-AU	50-DX BB50-DX	50 Gold BB50-AU
Kapazität	24 Mikroröhrchen 1,5- 2 ml		12 Röhrchen 5 ml		8 Röhrchen 50 ml	
Luftkühlung	√	√	√	√	√	√
4°C Kühlung	-	√	-	√	-	√
Kompatibel mit RINO-Röhrchen Screw-cap	√	√	-	-	-	-
Digitale Anzeige	√	√	√	√	√	√
Einsatztemperatur (°C)	4 bis 40 (nicht kondensierend)					
Maße B x T x H (cm)	34,3 x 25,4 x 22,9	46 x 35 x 38	34,3 x 25,4 x 22,9	46 x 35 x 38	38 x 35 x 38	46 x 35 x 38
Gewicht (kg)	5	13,6	5	13,6	13,6	13,6
Art. Nr.	**152081**	**152047**	**152082**	**152049**	**152044**	**152050**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**