Vorgefüllte Röhrchen für Homogenisatoren Bullet Blender

Farbcode	Anwendungen	Beads	Ø (mm)	Röhrchenvol. (ml)	Röhrchentyp	RNase frei	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Grün	Weiche Gewebe (Muskeln)	Edelstahl	50 µl Beads 0,5 mm 50 µl Beads 0,9 - 2 mm	1,5	RINO	Nein	50	**152093**	**AA -**
						Ja	50	**152094**	**AA -**
						Nein	250	**152095**	**AA -**
						Ja	250	**152096**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Nein	50	**152089**	**AA -**
						Ja	50	**152090**	**AA -**
						Nein	250	**152091**	**AA -**
						Ja	250	**152092**	**AA -**
				5		Nein	20	**152085**	**AA -**
						Ja	20	**152086**	**AA -**
						Nein	100	**152087**	**AA -**
						Ja	100	**152088**	**AA -**
Blau	Harte Proben (Knochen, Tumore, hartschalige Insekten)	Edelstahl	100 µl Beads 0,9 - 2 mm und 5 Beads 3,2 mm	1,5	RINO	Nein	50	**555668**	**AA -**
						Ja	50	**555669**	**AA -**
						Nein	250	**555670**	**AA -**
						Ja	250	**555671**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Nein	50	**152062**	**AA -**
						Ja	50	**152063**	**AA -**
						Nein	250	**152064**	**AA -**
						Ja	250	**152065**	**AA -**
				5		Nein	20	**555710**	**AA -**
						Ja	20	**555711**	**AA -**
						Nein	100	**555712**	**AA -**
						Ja	100	**555713**	**AA -**
Rosa	Weiche und kleine Proben (Leber)	Zirkoniumoxid	50 µl 0,5-mm-Beads und 50 µl 1-mm-Beads	1,5	RINO	Nein	50	**555726**	**AA -**
						Ja	50	**555703**	**AA -**
						Nein	250	**555727**	**AA -**
						Ja	250	**555702**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Nein	50	**555722**	**AA -**
						Ja	50	**555723**	**AA -**
						Nein	250	**555724**	**AA -**
						Ja	250	**555725**	**AA -**
				5		Nein	20	**555718**	**AA -**
						Ja	20	**555719**	**AA -**
						Nein	100	**555720**	**AA -**
						Ja	100	**555721**	**AA -**
Rot	Weiche und große Proben	Zirkoniumoxid	100 µl 0,5-mm-Beads und 100 µl 1-mm-Beads	1,5	RINO	Nein	50	**555707**	**AA -**
						Ja	50	**555705**	**AA -**
						Nein	250	**555708**	**AA -**
						Ja	250	**555704**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Nein	50	**555732**	**AA -**
						Ja	50	**555733**	**AA -**
						Nein	250	**152074**	**AA -**
						Ja	250	**555734**	**AA -**
				5		Nein	20	**555728**	**AA -**
						Ja	20	**555729**	**AA -**
						Nein	100	**555730**	**AA -**
						Ja	100	**555731**	**AA -**
Gelb	Bakterielle Lyse	Keramik	200 µl 0,15-mm-Beads	1,5	RINO	Nein	50	**555739**	**AA -**
						Ja	50	**555740**	**AA -**
						Nein	250	**555741**	**AA -**
						Ja	250	**555742**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Nein	50	**555735**	**AA -**
						Ja	50	**555736**	**AA -**
						Nein	250	**555737**	**AA -**
						Ja	250	**555738**	**AA -**
Orange	Extraktion von Bakterien, Erzeugung von Zellsuspensionen aus Gewebeproben	Edelstahl	5 Beads von 3,2 mm	1,5	RINO	Ja	50	**555715**	**AA -**
						Ja	250	**555717**	**AA -**
				1,5	Eppendorf safe-lock	Ja	50	**555714**	**AA -**
						Ja	250	**555716**	**AA -**

Einzelne Röhrchen

Mikroröhrchen 1,5 ml verstärkte Wand

Verstärkte Röhrchen ermöglicht kräftiges Homogenisieren . Schraubkappe mit Dichtung, um Probenverlust zu verhindern. Empfohlen für die Verwendung von Mahlbeads aus Metall

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
152051	Mikroröhrchen 1,5 ml RINO, steril	500	**AA -**



Safe-Lock-Mikroröhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033508	Eppendorf Safe-Lock Mikroröhrchen 1,5 ml, PCR clean	1000	**AA -**
033509	Eppendorf Safe-Lock Mikroröhrchen 2 ml, PCR clean	1000	**AA -**

Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
933008	Eppendorf-Röhrchen 5 ml DNase/RNase frei, steril	200	**AA -**
191051	50 ml TPP-Röhrchen, konischer Boden mit Rand, steril	320	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
152012	Messlöffel 1,2 ml, Einzelverpackung, steril	200	**AA -**
152013		20	**AA -**
152010	Spatel 50 µl, Einzelverpackung, DNase/RNase frei, PCR clean, antistatisch, steril	50	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com