Homogenisator mit Beads BeadBug™und BeadBug™ 6

NEU



VIDEO



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Zur Homogenisierung von Proben, die für Vortex zu widerstandsfähig sind, Lyse aller Arten von Zellen. Kostengünstige Alternative zu anderen Homogenisatoren.

- **Zum gleichzeitigen Homogenisieren von bis zu 3 nicht abgeschnittenen 2-ml-Röhrchen mit Schraubverschluss (Modell BeadbugTM) oder bis zu 6 2-ml-Röhrchen oder 2 5-ml-Röhrchen* (Modell BeadbugTM 6)**
- **Glasbeads und Edelstahlbeads (säuregewaschen) in vorgefüllten Röhrchen und lose erhältlich (separat zu kaufen)**
- **Zirkoniumbeads Triple Pure nuclease-free (Molekularbiologiegrad)**
- **Garantie: 2 Jahre**

Modell	Beadbug™
Geschwindigkeit	2700 bis 4000 rpm
Kapazität	Bis zu 3 Röhrchen 2 ml (Schraubverschluss, ohne Rand)
Timer	3 s bis 3 Minuten
Maße (L x B x H)/ Gewicht	17 x 21 x 13,5 cm / 2,2 kg
Spannung	230 V
Art. Nr.	**062505**
CHF	**AA -**

Modell	Beadbug™ 6
Geschwindigkeitsbereich (m/s)	4 bis 7 (Schrittweite von 0,05 m/s)
Kapazität	6 Röhrchen 2 ml oder 2 Röhrchen 5 ml*
Zykluszeit (sec)	1 bis 90
Pause zwischen den Zyklen (sec)	0 bis 90 (in Schritten von 1 Sek.)
Max. Anzahl von Zyklen	10
Geräuschpegel (dB)	‹ 65
Maße (cm)	22 x 35,5 x 20,5
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50-60 Hz
Gewicht (kg)	9
Art. Nr.	062831
Spannung	100 bis 240 V
Art. Nr.	**062831**
CHF	**AA -**

*Erfordert einen separat erhältlichen Adapter



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
062832	Adapter für 2 x 5 ml Röhrchen für Beadbug™ 6	1	**AA -**
062833	5-ml-Röhrchen mit nicht montiertem Stopfen für Homogenisator	500	**AA -**

Beadshomogenisatoren BeadBlaster und BeadBlaster 24R



062543



162519

Programmierbarer Homogenisator zum zerkleinern von Proben. Bis zu 50 Programme mit 10 Zyklen.

- **Digitales Display**
- **Kühlsystem: Version 24R, erreicht 0 °C in weniger als 30 Min**
- **Garantie: 2 Jahre**

Modell	BeadBlaster 24	BeadBlaster 24R
Kapazität	24 Röhrchen 2 ml	
Geschwindigkeitsbereich (m/s)	4 bis 7 (Schrittweite von 0,05 m/s)	
Zykluszeit (sec)	1 bis 90	
Pause zwischen den Zyklen (sec)	0 bis 120 (Schrittweite von 1 sec)	
Max. Anzahl von Zyklen	10	
Geräuschpegel (dB)	‹ 68	
Maße B x T x H (cm)	28 x 36 x 38,5	35 x 51 x 41
Gewicht (kg)	25	40
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50-60 Hz	120 bis 240 V, 50-60 Hz
Kühlung	-	Ja
Programmierbare Temperatur (°C)	-	Von -10 °C bis Raumtemperatur
Art. Nr.	**062543**	**162519**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
162507	Rack für 12 x 5 ml Röhrchen für BeadBlaster 24	1	**AA -**

Vorgefüllte Röhrchen

Volumen (ml)	Material	Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
2	Edelstahl	2,8	50	**062515**	**AA -**
	Glas	0,1	50	**062506**	**AA -**
		0,5	50	**062507**	**AA -**
		1	50	**062508**	**AA -**
	Zirkonium	0,1	50	**062509**	**AA -**
		0,5	50	**062510**	**AA -**
		1	50	**062511**	**AA -**
		1,5	50	**062512**	**AA -**
		3	50	**062513**	**AA -**
		6	50	**062828**	**AA -**
		0,1, 0,5, 1, 1,5, 3	50	**062514**	**AA -**
	Glas und Zirkonium	0,1 und 4 (Glas); 1,4 (Zirkonium)	50	**062829**	**AA -**
	Rostfreier Stahl	2,8	50	**062830**	**AA -**