Beads für Mühlen/Homogenisatoren

Beutel mit Beads

Material	Ø (mm)	Gewicht (g)	Art. Nr.	CHF
Edelstahl	0,2	450	152032	AA -
	0,5	450	152034	AA -
	0,9 bis 2	450	152036	AA -
	1,6	450	152038	AA -
	2,3	450	555743	AA -
	3,2	450	152039	AA -
	4,8	450	152040	AA -
	6	450	152055	AA -
	10	-	078167*	AA -
	25	-	078168**	AA -
Keramik	1,4	325	078112	AA -
	2,8	325	078113	AA -
	6,5	325	078219	AA -
Granat	0,15	500	078110	AA -
	0,7	500	078111	AA -
Metall	1,4	1000	531615	AA -
	2,38	500	078107	AA -
	3	1000	531609	AA -
	4	1000	531616	AA -
	6	1000	531610	AA -
Zirkoniumoxid	0,15	450	152024	AA -
	0,5	450	152026B	AA -
	1	450	152028	AA -
	2	450	152030	AA -
	2,5	450	152080	AA -
Zirkoniumsilikat	0,1	450	918006	AA -
	0,5	450	918000	AA -
	0,5	450	555744	AA -
	1	450	152022	AA -
		450	918015	AA -

Material	Ø (mm)	Gewicht (g)	Art. Nr.	CHF
Glas	0,1	375	079052	AA -
		400	078108	AA -
		450	152016	AA -
		450	918004	AA -
	0,2	1000	531611	AA -
	0,5	375	079053	AA -
		400	078109	AA -
		450	152018	AA -
		450	918014	AA -
	1	450	152020	AA -
	1	1000	068499	AA -
	2	1000	068500	AA -
	3	1000	068501	AA -
	4	1000	068502	AA -
	5	1000	068503	AA -
	6	1000	068504	AA -
	8	1000	068505	AA -
	10	1000	068555	AA -
Zirkonium	2	450	918016	AA -
Siliziumdioxid	1,4	1000	531607	AA -
	2,8	1000	531608	AA -

*10er-Pack; **5er-Pack

Homogenisator TissueMaster-125 Omni



- **Leistung 125 W**
- **Kostengünstig, für Proben von 0,25 bis 30 ml**
- **Motor mit variabler Geschwindigkeit von 5.000 bis 35.000 rpm**
- **Wird mit einem 7 mm x 85 mm C189 Dispersionsstab geliefert**
- **Die meisten Proben werden in weniger als einer Minute gestreut**
- **Leicht zu reinigen und zu zerlegen**
- **Tragbar und leicht**
- **Von Hand zu handhaben oder auf ein Stativ zu montieren**
- **CSA-, UL- und CE-C196 Standards**
- **Lärm < 72 dB**
- **1 Jahr Garantie auf den Motor**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078053	Homogenisierer TissueMaster-125 mit Stäbe 7 x 85 mm	AA -

Homogenisator Omni TH



- **In der Hand oder auf einem Sockel zu halten**
- **für Proben von 0,05 bis 100 ml**
- **Leicht, ergonomisch**
- **Wird mit dem Werkzeug zum Zusammenbau von Sonden/Streuungsstäben und dem Handbuch geliefert**
- **125-W-Motor**
- **Montage der EZ connect-Edelstahlsonden durch 1/4-Drehung Bajonettverschluss**
- **Lärm begrenzt auf 72 dB**
- **Variable Geschwindigkeit von 5.000 bis 35.000 U/min**
- **CE CSA zertifiziert**

TH-Paket: mit Homogenisierermotor TH 220 V, 3 EZ-Connect-Stäben zum Feinmahlen (5 x 75 mm flacher Boden (Art. Nr. 078007), 7 x 115 mm Sägezahn (Art. Nr. 078148) und 10 x 115 mm Sägezahn (Art. Nr. 078150), Nuss und Stativ.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078000	Pack TH komplett	AA -
078001	Omni Tissue Homogenizer einzeln	AA -
078002	Stativ	AA -
078003	Stab mit Montiermuffe	AA -

