Homogenisator Omni THQ

- Für Proben von 200 µl bis 120 ml
- In der Hand oder auf einem Stativ zu halten
- Variable Geschwindigkeit von 8.000 bis 32.000 rpm
- Geräuschpegel max. 68 dB
- 40-W-Motor
- Lieferung mit Montagewerkzeug, Stativklemme, Handbuch und Starterset mit 12 Kunststoffdispersionsstäben, 6 für weiches Gewebe und 6 für hartes oder gefrorenes Gewebe
- Dispersionsstab : Ø : 7 x 110 mm - Empfohlenes Arbeitsvolumen : 0,25 bis 30 ml



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078211	Homogenisator THQ	AA -
078002	Stativ	AA -

Homogenisator Omni GLH-850

- Für Proben von 1,5 ml bis 5 l
- 850-W-Motor, 2 Jahre Garantie
- Variable Geschwindigkeit : 5000 bis 25000 rpm
- Geräuschpegel : < 72 dB
- Timer bis zu 9 min 59 sec
- Ein-/Aus-Taste
- Inklusive Sockel
- CE-zertifiziert

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078146	Homogenisierer GLH-850 komplett mit 3 Stäbe aus Edelstahl (10, 20 und 30 mm)	AA -
078147	Motor einze Homogenisierer GLH-850	AA -



Omni Dispersionsstäbe aus Edelstahl mit Rotor-Stator-Stäbe

Stäbe für Homogenisatoren Omni TH und GLH 850

Art. Nr.	Maße Ø x H (mm)	Volumen (ml)	Boden	Type Mahlart	CHF
078007	5 x 75	0,02 - 5	Flach	Fein	AA -
078008	5 x 75	0,02 - 5	Flach	Grob	AA -
078148	7 x 115	0,25 - 30	Gezähnt	Fein	AA -
078149	7 x 115	0,25 - 30	Gezähnt	Grob	AA -
078150	10 x 115	1,5 - 100	Gezähnt	Fein	AA -
078151	10 x 115	1,5 - 100	Gezähnt	Grob	AA -

Stäbe nur für Homogenisator Omni GLH 850

Art. Nr.	Maße Ø x H (mm)	Volumen (ml)	Boden	Type Mahlart	CHF
078021	20 x 195	100 - 2000	Gezähnt	Fein	AA -
078022	20 x 195	100 - 2000	Gezähnt	Grob	AA -
078152	30 x 195	200 - 5000	Gezackt	Fein	AA -
078153	30 x 195	200 - 5000	Gezackt	Grob	AA -

Stäbe für Homogenisator Omni THQ

Art. Nr.	Maße (Ø x H)(mm)	Volumen (ml)	Boden	VE	CHF
078212	5 x 75	0,2 - 5	Gezähnt	1	AA -
078213	5 x 75	0,2 - 5		6	AA -
078214	7 x 100	0,25 - 30		1	AA -
078215	7 x 100	0,25 - 30		6	AA -
078216	10 x 110	1,5 - 100		1	AA -
078217	10 x 110	1,5 - 100		6	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078026	Werkzeuge für die Demontage	AA -



Die Fotos sind im Verhältnis zueinander nicht maßstabsgetreu dargestellt.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com