Homogenisierer Zerkleinerer D1000

Benchmark


Zum Homogenisieren, Zerkleinern, Emulgieren oder Aufbrechen von biologischen Proben.


- Funktioniert nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Schnelles Homogenisieren in 30 Sekunden
- Variable Geschwindigkeit von 8000 bis 30000 rpm
- Geschwindigkeit in 6 Schritten einstellbar
- Ideal für die Arbeit mit Mikroröhrchen
- Mahlstäbe mit einem Durchmesser von 5 oder 7 mm für Mikroröhrchen
- Mahlstab mit 10 mm Durchmesser für 15- oder 50-ml-Röhrchen
- 14-mm-Mahlstab für Volumina von 50 bis 250 ml
- Kapazität: 0,1 bis 250 ml
- Geräuschpegel : ‹ 70 db
- Temperaturbereich für den Gebrauch : +4 bis 65 °C
- Maße ohne Sonde : 4,5 x 5,8 x 22,5 cm
- 230 V und 50 Hz
- Garantie: 2 Jahre
- Wird mit 2 Mahlstäben von 5 un





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062562	Homogenisierer Zerkleinerer D1000	AA -
062563	Stab für Homogenisator 062562 10 x 115 mm	AA -
062564	Stab für Homogenisator 14 x 130 mm	AA -
062565	Stab für Homogenisator 5 x 50 mm	AA -
062566	Stab für Homogenisator 7 x 50 mm	AA -
062567	Stativ für Homogenisierer 062562	AA -





Homogenisierer OV5

VELP SCIENTIFICA

- Stab aus rostfreiem Stahl mit PTFE-Dichtungen
- Variable Geschwindigkeit von 10000 bis 30000 rpm
- Maße L x H x T (mm) : 70 x 255 x 70
- 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 1,3 kg



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
399568	Homogenisierer OV5 einzeln	AA -
399569B	Stativ	AA -

Dispersionsstab :

Art. Nr.	Funktion	Kapazität (ml)	Geschwindigkeit Maximum	Ø Rotor (mm)	Ø Stator (mm)	Länge (mm)	Eintauchen min/max (mm)	CHF
399570	Faseriger Körper	100 - 5000	22,7	15	20	220	40 / 175	AA -
399571	Flüssiges und festes Medium	0,2 - 50	6,3	4	5	128	10 / 60	AA -

Sonicator - Ultraschall-Homogenisator Pulse 150

Benchmark

NEU

- Zum Homogenisieren von Proben von 0,1 bis 150 ml
- Anwendungen: Zellaufbruch, Nukleinsäurefragmentierung für NGS-Bibliotheksvorbereitung oder ChIP-seq
- Programmierbar mit Touchscreen
- Frequenz 25 kHz, maximale Leistung 150 W
- Pulse Modus (alternierende Ultraschallaussendung/Pause) von 0,1 bis 99,9 sec/Puls
- Timer von 1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Maße B x T x H (cm) : 30,5 x 47 x 43
- Gewicht (kg) : 16
- Lieferung mit schalldichter Kammer, Stativ und Sonde mit 6 mm Durchmesser (andere Sonden sind separat zu bestellen)
- Garantie: 2 Jahre



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
162514	Pulse-Sonicator 150, 230 V	AA -

Sonden

Art. Nr.	Ø (mm)	Für Volumen (ml)	CHF
162515	2	0,1 - 5	AA -
162516	3	3 - 10	AA -
162517	6	10 - 100	AA -
162518	8	25 - 150	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com