Nukleinsäure-Extraktionsautomat Auto-Pure

NEU



531555
531559



531563
531570
531572
531571

- **Automatisiertes System zur Aufreinigung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus einer Vielzahl von Proben wie Blut, Bakterien, Gewebe, Körperflüssigkeiten und Pflanzen**
- **Auf Magnetseparation basierende Technologie für hohen Durchsatz und hochwertige Extraktion ohne Kreuzkontamination zwischen Proben oder Reagenztransfer**
- **Touchscreen-Kontrollschnittstelle**
- **Einfache Programmierung**
- **Der Auto-Pure 10BW verfügt über kein Heizsystem und kann die Proben nur bei Raumtemperatur verarbeiten**
- **Der Auto-Pure 10BS verfügt über ein Heizsystem für das Trockenbad**

Modell	Auto-Pure96	Auto-Pure24	Auto-Pure32A	Auto-Pure16A	Auto-Pure Serie 20A	Auto-Pure Serie 20B	Auto-Pure Serie 10B	Auto-Pure Serie 10BS	Auto-Pure Serie 10BW
Heiz-Temperatur	RT. bis 120°C								
Programmierbare Schritte	Lyse, Retention, Waschen, Elution								
Speicherkapazität	Über 100 Protokolle								
Sterilisation	Ultraviolett								
Konnektivität	4 USB-Anschlüsse, integrierte SD-Karte								
Leistung (W)	450			300	450		300		
Maße (cm)	56 x 62 x 50		40 x 47 x 45	34 x 35 x 41	40 x 52 x 45		34 x 35 x 41		
Gewicht (kg)	54		25	18	28		18	18,5	18
Touchscreen	7''	7''	7''	4,3''	7''	7''	4,3''	4,3''	4,3''
Menge und Volumen der Proben	1 bis 96 Proben	1 bis 24 Proben	1 bis 32 Proben	1 bis 16 Proben	1 bis 20 Proben	1 bis 20 Proben	1 bis 10 Proben		
	50 bis 1000 µl pro Lauf in 96 Deepwell-Platten	50 bis 10000 µl pro Lauf in 24 Deepwell-Platten von 14,6 ml	50 bis 1000 µl pro Lauf in 96 Deepwell-Platten	50 bis 1000 µl pro Lauf in 96 Deepwell-Platten	50 bis 3000 µl pro Lauf in 9 Deepwell-Streifen	50 bis 5000 µl pro Lauf in 7 Deepwell-Streifen	50 bis 5000 µl pro Lauf in 7 Deepwell-Streifen von 6,5 ml		
Art. Nr.	**257745**	**531559**	**531562**	**531563**	**531566**	**531569**	**531570**	**531572**	**531571**
CHF	**AA -**	**43107,10 -**	**13896,10 -**	**9027,60 -**	**14885 -**	**14885 -**	**9555 -**	**9945 -**	**9035 -**

Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
Auto-Pure 96	**531556B**	96-Zahn-Kamm für Auto-Pure96	100	**901,35 -**
	531557B	96 Deepwells-Platte für Auto-Pure96	50	**491 -**
	531558B	96-Well-Elutionsplatte für Auto-Pure96	100	**737,25 -**
Auto-Pure 24	**531617**	Kamm mit 24 Zähnen für Auto-Pure24	30	**AA -**
	531618	Platte mit 24 Wells 14,6 ml für Auto-Pure24	30	**AA -**

	Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
Auto-Pure32A und 16A	**531564B**	Platte 96 Deepwells für Auto-Pure 32A und 16A	200	**AA -**
	531597	Kamm mit 8 Zähnen für Auto-Pure 32A und 16A	50	**65 -**
Auto-Pure20A	**531567B**	Streifen mit 9 Röhrchen für Auto-Pure20A	500	**455 -**
Auto-Pure20B und Serie 10	**531573B**	Streifen mit 7 Röhrchen für Auto-Pure20B und Serie 10	500	**455 -**
Auto-Pure Serie 10 und Serie 20	**531568B**	Kamm mit 10 Zähnen für Auto-Pure Serie 20 und 10	500	**455 -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com