
Nukleinsäure-Reinigungsautomat BioMagPure 12



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490096	Nukleinsäure-Reinigungsautomat BioMagPure 12	AA -

Kompakte Roboterarbeitsstation, für die automatisierte Aufreinigung von Nukleinsäuren.

- **Verwendung von vorgefüllten Patronen und Einweg-Verbrauchsmaterialien für eine vollständige Automatisierung der Reinigung ohne externe Eingriffe**
- **Effiziente und reproduzierbare Reinigung von DNA und/oder RNA mit magnetischen Beads**
- **Jedes Extraktionskit enthält alle Reagenzien und Verbrauchsmaterialien (einschließlich Spitzen), die für die Aufreinigung von 48 Proben erforderlich sind**
- **Verarbeitung von 1 bis 12 Proben gleichzeitig**
- **3 einfache und schnelle Schritte : Laden Sie den Kit und die Proben - Starten Sie das Protokoll - Sammeln Sie die Proben**
- **Dauer der Behandlung : 30 bis 50 Minuten**
- **Sofortige Protokollprogrammierung durch Lesen des Strichcodes**
- **System mit Einwegspitzen, eliminiert das Risiko von Kreuzkontaminationen**
- **Reaktionskammer, die so konzipiert ist, dass die Rückgewinnung der magnetischen Beads maximiert und die Alkoholrückstände im eluierten Endprodukt reduziert werden**
- **CE - IVD zertifiziert**
- **LCD Display 20 x 4 cm**
- **Eigenständiges System, benötigt keinen Computer**
- **Geringer Platzbedarf L x T x H (mm) : 480 x 700 x 520**
- **Gewicht (kg) : 43**




Nukleinsäure-Extraktions-Kit gebrauchsfertig RNA

Art. Nr.	Probentyp	Extrahierte Nukleinsäuren	CHF
490097	Vollblut von Säugetieren oder Blutzellsuspensionen (10 - 400 µl)	Genomische DNA aus Blut	AA -
490098	Vollblut von Säugetieren oder Blutzellsuspensionen (400 - 1000 µl)	Genomische DNA aus Blut - großes Volumen	AA -
490099	Serum, Plasma und andere zellfreie Flüssigkeiten - menschliche biologische Proben	Virale RNA oder DNA	AA -
490100		Virale RNA oder DNA - großes Volumen	AA -
490110		Virale RNA	AA -
490113	Serum, Plasma und andere zellfreie Flüssigkeiten - bis zu 5 ml	Zirkulierende DNA (CFC)	AA -
490108	Serum, Plasma und andere zellfreie Flüssigkeiten	DNA/RNA pathogene Bakterien und Viren - Kit A	AA -
490109	Abstriche (zellreiche Proben)	DNA/RNA pathogene Bakterien und Viren - Kit B	AA -
490101	Tierische Stoffe, Tupfer und Blutflecken	Genomische DNA aus Gewebe	AA -
490102	Kultivierte Zellen und Leukozytenschichten	Genomische DNA aus Zellen	AA -
490103	Grampositive und gramnegative Bakterien	Genomische DNA von Bakterien	AA -
490104	Zervixbürsten oder Abstriche in flüssigem Medium (Typ Hologic)	DNA Humanes Papillomavirus (HPV)	AA -
490105	Mykobakterien	Genomische DNA von Mykobakterien	AA -
490106	Formalinfixiertes oder in Paraffin eingebettetes Gewebe (FFPE)	Genomische DNA FFPE-Proben	AA -
490107	Forensische Proben	Forensische genomische DNA	AA -
490111	Pflanzen (Blätter, Samen und Sporen) und Pilzgewebe - bis zu 100 mg Gewebe	Genomische DNA von Pflanzen und Pilzen	AA -
490112	Vollblut, Blutzellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Hefe oder kultivierte Zellen	Gesamt-RNA	AA -

Platte 96 Wells Riplate® magnetic







Platten, die mit Kingfisher 96 Flex Magnetic Particulate Processors Robotern kompatibel sind. Zur Lagerung, Zentrifugation, Vorbereitung und Reinigung von Proben.

- **Reines Polypropylen**
- **Leicht erhöhte Ränder der Wells zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen**
- **Hohe Stabilität beim Zentrifugieren**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Quadratische Wells mit zylindrischem Boden für eine bessere Durchmischung**
- **U-Boden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Gesamt Vol. (ml)	Arbeitsvolumen (µl)	VE	CHF/ VE
023131B	Platten 96 Wells Riplate® magnetic	0,2	20 - 100	60	AA -
023132	Platten 96 Wells Riplate® magnetic	2,0	20 - 1000	20	AA -
071474	Platten 96 Wells Riplate® magnetic	2,0	20 - 1000	20	AA -
071475	Riplate® magnetisch 96 Kamm*	-	-	60	AA -

*Kompatibel mit KingFishet Flex- und Presto-Robotern