Deepwell 96 Wells 2,2 ml für KingFisher Automat

porvair

NEU

- Reines Polypropylen
- In Reinraum hergestelllt
- Geringe Affinität zu Biomolekülen
- Chemische und thermische Beständigkeit (-196 °C bis +120 °C)
- Autoklavierbar
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Kompatibel mit KingFisher™ Flex-, Duo Prime- und Presto-Automaten

DNase RNase | Human DNA



Art. Nr.	Volumen (ml)	Arbeitsvolumen (µl)	Boden	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
058148	2,2	50 bis 100	V	5	10	AA -

Deepwell-Platte mit 96 Wells zur Trennung von magnetischen Beads

- Transparentes reines Polypropylen
- Wells 1 ml rund, V-Boden
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Geeignet für Trennungsprotokolle mit magnetischen Beads
- Ultraflach
- Herstellung ISO-Räume 7 und 8
- Beständig gegen DMSO, Phenol, Chloroform
- SBS-Format
- Einsatztemperatur : -80 °C bis 120 °C
- Autoklavierbar

Endo-toxin | DNase RNase | Human DNA



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
448027	Deepwell Platte 96 Wells	50	AA -

Platten für den Automaten MagnaPure 96 Roche

- Verwendet in DNA/RNA-Extraktionskits und DNA-Extraktionsautomaten
- Kompatibel mit dem MagnaPure 96-Automaten
- Aus Low-Binding-Polypropylen
- Einsatztemperatur : -80 °C bis +100 °C
- Lasergravierte Barcodes

Deepwell 96 Wells für die Extraktionsschritte

- Markierung der Volumina 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml und 2 ml auf zwei Längsseiten
- Hohe Wände zur Begrenzung von Kreuzkontaminationen

DNase RNase | Pyrogen | Human DNA | RNA





96-Well-Platte mit V-Boden für den Schritt des Sammelns der Eluate der gereinigten Nukleinsäuren

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
038342	Deepwell 96 Wells	5	30	AA -
038343	Platte 96 Wells V-Boden	20	20	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com