Thermocycler Gene Q TC 24 Bioer



- **Kompakt**
- **Einstellbarer beheizbarer Deckel**
- **Anzeige von Grafiken, 100 speicherbare Programme**

Blockmaterial	Aluminium
Probenkapazität	1 Mikrotiterplatte mit 24 Wells oder 24 0,2 ml Mikroröhrchen (oder 3 Streifen mit 8 Stück)
Aufheizgeschwindigkeit	5°C/sec
Abkühlung	4°C/sec
Temperaturbereich	4 - 99,9 °C
Temp. Homogenität	± 0,2 °C
Temp. Genauigkeit	± 0,2 °C
Deckel	30- 110 °C
Gradienten	-
Anzahl Programme	100
Display	LCD-Bildschirm
Maße (L x T x H)	297 x 212 x 200 mm
Gewicht	3,2 kg
Leistung	200 W
Art. Nr.	**865004**
CHF	**AA -**

Gradient Thermocycler LifeEco Bioer



- **Mit 5,7“-Touchscreen**
- **Geringer Platzbedarf**
- **Beheizter Deckel mit verstellbarer Höhe**
- **Schnittstelle für USB-Anschluss**
- **Netzwerkfunktion: ein Computer kann mehrere LifeEco-Thermozyklen steuern**
- **Speicher 250 Programme, erweiterbar über USB-Anschluss**

Blockmaterial	Aluminiumlegierung
Proben Kapazität	1 Mikrotiterplatte mit Rand mit 96 Wells oder 96 0,2-ml-Mikroröhrchen (oder 12 x 8 Streifen)
Temperaturbereich des Blocks	4 °C - 105 °C
Heiz- und Kühlgeschwindigkeit	4°C/sec
Homogenität der Temperatur	± 0,3 °C
Temperaturgenauigkeit	± 0,1 °C,± 0,2 °C bis 90 °C
Modus für die Temperaturregelung	Block oder Röhrchen
Temperaturbereich des Gradienten	30 - 110 °C
Gradienten	1 - 30 °C
Gradientenblock	Auf 12 Säulen
Anzahl Programme	250 (erweiterbar über USB-Anschluss)
Display	LCD-Touchscreen
B x T x H (mm) / Gewicht (kg)	335 x 260 x 270 / 10
Leistung (W)	600
Art. Nr.	**865031**
CHF	**AA -**