AlphaCycler Thermocycler

Geräte 1, 2 oder 4 Blöcke. Kompakt:

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

- **ASC-System - Active sample cooling für spezifischere Amplifikationen**
- **Program wizard: Generierung eines einfachen und schnellen Protokolls auf der Grundlage der Sequenz, des Matrixursprungs und der Amplikongröße**
- **Gradient: auf allen Geräten, auf allen Blöcken, ermöglicht es, die richtige Hybridisierungstemperatur anzustreben**
- **96/384 Wells: Flexibler Durchsatz für verschiedene Anwendungen**
- **USB: Konnektivität für die Übertragung von Protokollen zwischen Rechnern**
- **Android-Steuerung, 7"- (AC1) oder 10"-Bildschirm (AC2, AC4): einfache und intuitive Bedienung**





Modell	1 Block (AC1)	2 Blöcke (AC2)	4 Blöcke (AC4)
Format	1 Block	2 Blöcke	4 Blöcke
Block Optionen :	96 oder 384 Wells	96 oder 384 oder 1 x 96 - 1 x 384	96 oder 384 oder 3 x 96 - 1 x 384 oder 2 x 96 - 2 x 384 oder 3 x 96 - 3 x 384
Maximaler Temperaturanstieg	3,4°C/sec		
Temperaturbereich	10 °C bis 100 °C (4 °C Lagertemperatur)		
Einheitlichkeit des Blocks bei 55 °C	± 0,3 °C		
Temperaturstabilität bei 55°C	± 0,25 °C		
Gradient	Ja auf allen Formaten		
Max./Min. Temp. des Gradienten	29 °C / 1 °C		
Anzahl speicherbare Programme	1000		
Geräuschemission des Ventilators	50 dB	50 dB (1 Block in FCT) 55 dB (2 Blöcke in FCT)	50 dB (1 Block in FCT) 55-58 dB (4 Blöcke in FCT)
Anzahl der Peltier-/Blockelemente	8		
Temp. Deckel beheizbar/einstellbar	Ja 35 °C bis 115 °C oder inaktiv		
Druck des Heizdeckels	Einstellbar		
Programm-Schnittstelle	7" 1080 pHD	10" 1080 pHD	
Maße (L x B x H) (mm)	430 x 260 x 200	470 x 535 x 330	700 x 535 x 200
Gewicht (kg)	11,8	30	45
Spannung	110-230 V, 50-60 Hz		

Alpha Cycler 1

Art. Nr.	Anzahl Blöcke	CHF
789980	1 Block 96 Wells	**AA -**
789981	1 Block 384 Wells	**AA -**

Alpha Cycler 2

Art. Nr.	Anzahl Blöcke	CHF
999610	2 Blöcke 96 Wells	**AA -**
999611	2 Blöcke 384 Wells	**AA -**
999612	1 Block 96 Wells und 1 Block 384 Wells	**AA -**

Alpha Cycler 4

Art. Nr.	Anzahl Blöcke	CHF
789982	4 Blöcke 96 Wells	**AA -**
789983	4 Blöcke 384 Wells	**AA -**
789984	1 Block 96 Wells und 3 Blöcke 384 Wells	**AA -**
789985	2 Block 96 Wells und 2 Blöcke 384 Wells	**AA -**
789986	3 Blöcke 96 Wells und 1 Block 384 Wells	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com