Generator myVolt mini

Konstante Spannung (V)	100 oder 200
Stromstärke Max. (mA)	200
Max. Leistung (W)	40
Anzahl Ausgänge	2
Stromversorgung	230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Maße (L x T x H)(cm)	16 x 11,5 x 5,7
Gewicht (g)	400
Art. Nr.	**062693**
CHF	**AA -**

- **Ultrakompakter Generator mit zwei Ausgängen**
- **Grundgerät für eine Anwendung mit konstanter Spannung**
- **2 Konstantspannungen wählbar, 100 oder 200 V**



Generator myVolt touch

- **Für die Agarose- oder Acrylamid-Gelelektrophorese**
- **Intuitive Programmierung**
- **Kann horizontal oder vertikal positioniert werden**
- **Touchscreen mit automatischer Rotation**
- **Modus Konstantspannung oder Konstantstrom**
- **Erkennung von Überladung, Ladungswechsel und fehlender Ladung**
- **Stapelbare Einheit**

Stromstärke (mA)	5 bis 400
Inkrement Intensität (mA)	5
Spannung (V)	10 bis 300
Inkrement Spannung (V)	5
Max. Leistung (W)	80
Timer	1 Min. bis 99 h 59 min
Anzahl Ausgänge	4
Bildschirm Maße (mm)	50,8 x 50,8
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Maße (cm) L x T x H	21,5 x 15,5 x 9,75
Gewicht (kg)	1,6
Art. Nr.	**062694B**
CHF	**AA -**







Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com