Elektrophorese-System RunOne komplett für Nukleineäuren

Für horizontale Elektrophoresen in Mini-Gels.
Alles in einem :

- Elektrophoresekü vetten mit 6-Kammer-Tray ;
- generator mit eingebautem Timer ;
- akzeptiert gleichzeitig 2 Formate von Agarose- und Polyacrylamidgelen.

Optionales Zubehör: Multicaster-System, vorgegossenes Gel.

Das System mit Timer wird komplett mit dem Generator und seinem 220V-Transformator, einer Gießschale mit 6 Fächern, 6 Schalen für Agarosegele (4 Minigele, 2 Maxigele) mit Deckel und 2 Kämmen geliefert. Die Plattformen für Polyacrylamidgele (4 Minigele, 2 Maxigele) müssen separat bestellt werden.


- **Die Schale hat 6 geformte Kammern, in die 1 bis 6 Gele gegossen werden können**
- **Format der Gele: Minigel (5,2 x 5,9 cm) und Standard (10,7 x 5,9 cm)**
- **Kapazität: 4 Minigele und 2 Standardgele**
- **Wasserdicht, ohne Dichtung oder Klebstoff**
- **Generator mit eingebautem Timer**
- **Abnehmbarer Generator mit 3 Spannungswahlen : 25 V, 50 V oder 100 V**
- **Benötigtes Puffervolumen : 350 ml für 2 Minigele oder 1 Standardgel**
- **Max. Anzahl an Proben : 17 bis 96 je nach Plattform**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
038401	Komplettes RunOne-System	AA -

Eine kostengünstige und gebrauchsfertige Lösung : wählen Sie das RunOne-Kammerset + Multicaster (die Art. Nr.en erscheinen in der Multicaster-Tabelle)









Zubehör für RunOne-Küvette


UV-durchlässiges Tablett (verschiedene Größen je nach Anwendung).

Art. Nr.	Tablett für	Maße (B x H) (cm)	CHF Zu 4
038420	Mini Gel Agarose	5,4 x 5,9	AA -
038421	Acrylamid-Gel (Querformat) mit Deckel	11 x 6	AA -
038422	Mini-Acrylamidgel mit Deckel	5,7 x 5,9	AA -

* CHF 4 Minis und 2 Querformate











Rote Platte zur Visualisierung der Depot-Wells

Speziell entwickelt, um die Ablagerung auf der RunOne-Küvette zu erleichtern (rot gefärbt, wird unter das Gel gelegt und ermöglicht den Kontrast zwischen der Agarose und den Wells).

Art. Nr.	Für Agarosegel Format	Maße (B x H) (cm)	CHF das Tablett
038423	Hochformat 6 x 9,5 cm	11,5 x 9,5	AA -
035425	Medium 11,5 x 8,9 cm	11,5 x 9,5	AA -
035426	Lang 11,5 x 11,9 cm	11,5 x 11,5	AA -





Gießanlage

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039030	System zum Gießen	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com