Multicaster




Gelgießzubehör für RunOne-Küvette für Screenings mit hoher Dichte (Agarose-Gele 96 Wells). Das Multicaster-System besteht aus einem Tablett mit Aussparungen und Kämmen, das für das minutenschnelle Gießen von Agarosegelen ohne Dichtungen oder Klebstoffe entwickelt wurde. Die Tabletts sind UV-transparent. 4 programmierbare Modelle.

Multicaster

Typ	8 Reihen	12 Reihen	Vorbereitungsgele	HLA Multicasting
L x B (mm)	116 x 118	116 x 118	116 x 118	116 x 89
Realisierbare Einzahlungslinien	8 x (12 + 1) / 4 x (24 + 1)	12 x (8 + 1) / 6 x (16 + 2)	2	8
Empfohlene Pipette	Einkanal / 12 Kanäle	8 Kanäle	Einkanal	Einkanal / 12 Kanäle
Depotvolumen (µl)	30 – 35 / 10 – 15	30 – 35 / 10 – 15	2 x 250 + Marker / 3 x 75 et 2 x 115	30 – 35 / 10 – 15
Anzahl der Aussparungen für Kämme	8	12	2	8
Anzahl der enthaltenen Kämme (Dicke 1 mm)	4	6	2	8
Arten von doppelten Wendekämmen enthalten	12 + 1 / 24 + 1	8 + 1 / 16 + 1	2 / 5 + Marker	12+1 / 24+1
Maximale Anzahl an Einreichungen	192 / Marker	192 / Marker	2 / 5 + Marker 1	92 / Marker
Farbcode	Türkis	Blau	Orange	Gelb
Komplette Einheit	**038415**	**038416**	**038417**	**039080* / 038418****
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA - / AA -**
Kit Multicaster + RunOne	**035459**	**035460**	**035461**	**035462B*****
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Ersatz-Platteform	**035468**	**035468**	**035469**	**035469**
CHF zu 2	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Kamm	**038449**	**039033**	**039070**	**039071**
CHF zu 2	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Wird mit 2 Kämmen geliefert ** Wird mit 8 Kämmen geliefert *** Wird mit dem 6-Kammer-Gießsystem des RunOne und einer roten Ansichtsplatte geliefert

Umkehrbare Kämme für RunOne



Kamm T-Blau :
Zur Verwendung bei der Zubereitung von drei Gelen, eines in der großen Küvette und die beiden anderen in den kleinen Küvetten.

Umkehrbar :
- eine Seite Dicke 1,5 mm : 25/12/12 Zähne ;
- eine Seite Dicke 1 mm : 17/8/8 Zähne

T-Bernstein Kamm :
Vorbereitung. Umkehrbar :
- eine Seite Dicke 1 mm 25/12/12 Wells;
- eine Seite 1 mm dick, 10+2 Wells, 2+2 vorbereitende Wells, 1+2 vorbereitende Wells.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039075	Wendekamm T-Blau (2 Stück)	AA -
039076	Wendekamm T-Bernstein (2 Stück)	AA -
039077	Wendekamm T-Blau + Wendekamm T-Bernstein	AA -

TIPP



Visualisieren Sie alle Ihre Gele ohne UV
Mini-Transilluminatoren, LED-Tablets, LED-Transilluminatoren und Bildanalysatoren: siehe Seiten 184-190.

Vorgegossene Gele, die mit RunOne kompatibel sind, finden Sie unter www.milian.com