MUPID-ONE Elektrophoresekammer

Küvetten

- Kann mit Mehrkanalpipetten verwendet werden: 9 mm Abstand zwischen den Wells für 13 Ablagerungen oder 4,5 mm für 26 Ablagerungen
- Das für die Zelle verwendete Material ermöglicht die direkte Beobachtung der Proben unter UV-Licht: Durchlässigkeit von 50% bei 254 nm und 80% bei 312 nm
- L x H x B : 183 x 59 x 162 mm
- Puffervolumen: 300- 330 ml

Plattformen

- 12 cm langes Tablett, standardmäßig mit zwei Tabletts von 6 cm Migrationslänge geliefert
- Maße großes Modell : 130 x 24 x 122 mm
- Maße kleines Modell : 130 x 16,5 x 59,5 mm

Generator

- Spannung: 100 bis 240 V AC, international kompatibel, 50-60 Hz / Ausgangsspannung : 135, 100, 50 oder 25 V
- Sicherheitsdetektor : Fotosensor, der das Vorhandensein der Abdeckung erkennt
- Timer: programmierbar von 0 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb
- Speicherfunktion: die letzte Migration wird in Zeit und Spannung gespeichert
- Gewicht: 410 g
- Maße: 75 x 62 x 170 mm

Die Kammer wird komplett mit Küvette, Deckel, Generator, 4 Kämmen, 2 kleinen Schalen, 1 großen Schale und 1 Gelspender geliefert. Mit Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Geräts.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088900	MUPID-ONE Küvette und Generator 230 V (wird komplett geliefert mit Deckel, Plattformen, Kämmen und Gelvorbereiter)	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088902	Kammer für MUPID-ONE	AA -
088903	Transparenter Deckel für MUPID-ONE (183 x 59 x 162 mm)	AA -
523271	Generator für MUPID-ONE	AA -
088990	Gel-Vorbereitungsset (2 kleine Plattformen, 1 großes Tablett, 4 Kämme, ein Gelvorbereiter)	AA -
088991	Großes Tablett für MUPID-ONE (zu 2)	AA -
088992	Kleines Tablett für MUPID-ONE (zu 4)	AA -
088993	Gelvorbereitungskit für MUPID-ONE	AA -
088994	Kämme für MUPID-ONE 13 oder 26 Wells (zu 2)	AA -

Spezieller LED-Transilluminator MUPID

- Transilluminator-Deckel, wird während der Migration auf die MUPID-Küvette gesetzt, kompatibel mit den meisten Nukleinsäurefarbstoffen
- Zur Darstellung der DNA während der Echtzeit-Migrationselektrophorese, kein DNA-Abbau
- Hohe Empfindlichkeit : 2 ng
- Antibeschlag-Design des Filters
- Bernsteinfilter, blaues Licht 470 nm
- Maße: 166 x 170 x 51 mm / Fenstergröße : 150 x 60 mm
- Kompatibel mit Mupid Systemen
- Gewicht: 0,96 kg
- DC 24 V/1,25 A

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
523265	Transilluminator für Mupid	AA -





TIPP

Visualisieren Sie alle Ihre Gele ohne UV Mini-Transilluminatoren, LED-Tablets, LED-Transilluminatoren und Bildanalysatoren: siehe Seiten 184-190.

ES-Mini-Elektrophorese-System

Komplettes Elektrophorese-System für die einfache und schnelle horizontale Elektrophorese.

- Lieferung komplett mit :
  - 1 Küvette mit Sicherheitsdeckel
  - einem Generator
  - 2 Gelgießsets / Migrationsschalen für Standardgel (10,5 x 6 cm)
  - 4 Gelgießsets / Migrationsschalen für Minigel (5 x 6 cm)
  - 1 reversiblem Kamm 22 oder 12 Zähne, Dicke 1 mm
  - 1 reversiblem Kamm 18 oder 12 Zähne, Dicke 1 mm

Spannung (V)	35, 50 oder 100
Timer (min)	1 bis 99 oder kontinuierlich
Puffervolumen (ml)	250-300
Gelgröße (cm)	5 x 6 oder 10,5 x 6
Innenmaße des Behälters (mm)	120 x 110 x 45
System-Maße (mm)	190 x 130 x 55
Gewicht (kg)	0,45
Art. Nr.	**531600**
CHF	**AA -**







Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com