## Elektrophorese System Enduro Gel XL



Komplettes Gerät, das alles enthält, was zur Durchführung einer horizontalen Elektrophorese benötigt wird.


- **Generator und Behälter lassen sich mit einem Druck auf die "eject"-Taste trennen**
- **Elektroden, die durch eine Kunststoffkassette geschützt sind**
- **Magnetischer Sensor, der die Stromzufuhr unterbricht, wenn der Deckel geöffnet wird**
- **Transparenter Deckel ermöglicht die Visualisierung des Gels während der Handhabung**

| Zusammensetzung | System Enduro Gel XL | Mikro Guß Kit | Standart Guß Kit |
|---|---|---|---|
| Elektrophorese-Behälter | 1 | - | - |
| Abnehmbarer Generator | 1 | - | - |
| Gel-Platten | 1 breite 12,5 x 12 cm<br>2 kleine 12,5 x 6 cm | 4 mikro 6 x 6 cm | 1 breite 12,5 x 12 cm<br>2 kleine 12,5 x 6 cm |
| Umkehrbarer Kamm | 2 breite (14 oder 28 Zähne) | 1 kleiner (5 oder 8 Zähne) | 2 breite (14 oder 28 Zähne) |
| Rack zur Vorbereitung | 1 | - | 1 |
| **Art. Nr.** | **096644** | **096645** | **096665** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **096659** | Breite Platte für Gel 12,5 x 12 cm (zu 2) | **AA -** |
| **096660** | Kleine Platten für Gel 12,5 x 6 cm (zu 2) | **AA -** |
| **096661** | Platte Mikro für Gel 6 x 6 cm (zu 4) | **AA -** |
| **096662** | Breite Kämme reversibel, 14 oder 28 Zähne (zu 2) | **AA -** |
| **096663** | Kleiner Kamm reversibel, 5 oder 8 Zähne (zu 2) | **AA -** |
| **096664** | Rack zur Vorbereitung universell | **AA -** |

## Clarit-e MultiSUB4 Elektrophoreseküvette



- **Für die Migration von 4 gestapelten Gelen**
- **Bis zu 1200 Proben pro Migration (1 cm Migration pro Probe, 4 Gele gestapelt)**
- **Kompatibel mit Mehrkanalpipetten**
- **Kompaktes System**
- **Küvette wird mit 4 Tabletts 8 x 18 cm und 8 Kämmen 1,5 mm dick, 8/18 Wells und einer externen Gieß-Küvette für 4 Gele geliefert**

| | |
|---|---|
| Gelgröße (cm)* | 8 x 6, 8 x 12, 8 x 18 |
| Puffervolumen (ml) | 200 ml pro Gel |
| Küvetten-Maße (mm) | 28 x 9 x 9 |
| 8 Doppelkämme im Lieferumfang enthalten | 8/18 Wells, Dicke 1,5 mm |
| **Art. Nr.** | **992088** |
| **CHF** | **AA -** |

* je nach verwendetem Tablett, siehe optionales Zubehör.

## Horizontales Elektrophoresesystem HPE™ BlueHorizon™




- **System ohne Küvette: Puffer in getränkten Dochten enthalten**
- **Keramikträger, der an eine Kühleinheit angeschlossen werden kann: schnelle Migration und Erzielung von scharfen Streifen oder Spots**
- **Gelgröße: 260 x 205 mm**
- **Gel während der Migration vor Licht und Staub geschützt**
- **Wird mit einem Deckel geliefert, der ein Paar Platinelektroden enthält**
- **Kompatibel mit vorgegossenen Gelen (auf Anfrage erhältlich)**

### Anwendungen

- **Trennung von Proteinen in SDS-PAGE-Gel, 2D-Gel, durch Elektrofokussierung (IEF) oder von Nukleinsäuren in Polyacrylamidgelen**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **115797** | Komplettsystem HPE™ BlueHorizon™ (Generator + Elektrophoresekammer + Kühleinheit) | **AA -** |
| **115767** | Elektrophoresekammer HPE™ BlueHorizon™ | **AA -** |
| **115810** | Elektrophoresesystem BlueHorizon™ Doppelschublade | **AA -** |
| **115795** | Kühleinheit HPE™ BlueHorizon™ | **AA -** |