
MultiSUB Küvette für horizontale Elektrophorese

Vielseitige Agarosegel-Elektrophorese-Lösung für RNA und DNA

- **Verfügbar in 5 Versionen**
- **Langlebige, auslaufsichere Spritzgusskonstruktion**
- **Leicht austauschbare Kassettenelektroden**
- **Mehrere Plattformen für jede Küvettengröße**
- **Einfaches Abnehmen des Sicherheitsdeckels, mit Stromabschaltung beim Öffnen**
- **Zahlreiche Schlitze für Kämme**
- **Kämme in 4 farbkodierten Dicken erhältlich**
- **„MC"-Kämme, die mit Mehrkanalpipetten verwendet werden können**
- **Kämme „nicht MC" nicht kompatibel mit Mehrkanalpipetten**
- **Alle Kämme haben eine Lastführung an der gegenüberliegenden Kante**





MultiSUB mini Küvette

Modell	MultiSUB mini 7	MultiSUB mini 10	MultiSUB mini DUO
System-Maße (B x L x H)	21 x 9 x 9 cm		
Kapazität für die Zirkulation	225 ml		
Maximale elektrische Leistung	10 W		
Abstand zwischen den Elektroden	155 cm		
Zusammensetzung des Sets	Elektrophorese-Küvette, Sicherheits-Deckel, Gießtabletts, Kämme, Last-Leitfaden, Gießdamm		
Größe der Gele mit mitgelieferten Plattformen (cm)	7 x 7	7 x 10	7 x 7 / 7 x 10
Kammschlitze	2	4	2 / 4
Max. Probenkapazität	32	64	32 / 64
Kämme inklusive	2 Kämme 8 Zähne 1 mm		
Art. Nr.	**257281**	**257282**	**257283**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

MultiSUB midi Küvette

Modell	MultiSUB midi 7	MultiSUB midi 10	MultiSUB midi DUO
System-Maße (B x L x H)	22 x 12,5 x 9 cm		
Kapazität für die Zirkulation	300 ml		
Maximale elektrische Leistung	20 W		
Abstand zwischen den Elektroden	150 cm		
Zusammensetzung des Sets	Elektrophorese-Küvette, Sicherheits-Deckel, Gießtabletts, Kämme, Last-Leitfaden, Gießdamm		
Größe der Gele mit mitgelieferten Plattformen (cm)	10 x 7	10 x 10	10 x 7 / 10 x 10
Kammschlitze	2	4	2 / 4
Max. Probenkapazität	50	100	50 / 100
Kämme inklusive	2 Kämme 16 Zähne 1 mm		
Art. Nr.	**257284**	**257285**	**257286**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

MultiSUB maxi Küvette

Modell	MultiSUB maxi 10	MultiSUB maxi 15	MultiSUB maxi 20	MultiSUB maxi 25	MultiSUB maxi DUO
System Maße (L x B x H)	39,5 x 23 x 9 cm				
Fließfähigkeit	1200 ml				
Maximale Leistung	50 W				
Abstand zwischen den Elektroden	315 cm				
Zusammensetzung des Sets	Elektrophorese Behälter, Sicherheitsabdeckung, Gießplatten, Kämme, Beladungsführung, Gießdamm				
Gelmaße mit inklusiven Platten	20 x 10	20 x 15	20 x 20	20 x 25	20 x 10 / 20 x 20
Steckplätze Kämme	4	7	9	11	4 / 9
Max. Anzahl von Proben	200	350	450	550	200 / 450
Kämme inklusiv	2 peignes 20 dents 1 mm				
Art. Nr.	**257790**	**257791**	**257792**	**257793**	**257794**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Kämme für MultiSUB mini

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Kompatibilität mit Mehrkanalpipetten	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
263133	8	0,75	MC	8	**34,55 -**
257332	12	0,75	Non MC	12	**34,55 -**
263135	8	1	MC	11	**36,15 -**
257336	12	1	Non MC	14	**36,15 -**
263137	8	1,5	MC	17	**37,90 -**
257340	12	1,5	Non MC	20	**37,90 -**
263139	8	2	MC	23	**39,55 -**
257342	12	2	Non MC	27	**39,55 -**

Kämme für MultiSUB midi

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Kompatibilität mit Mehrkanalpipetten	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
257356	10	0,75	MC	30	**41,15 -**
257407	20	0,75	Non MC	10	**41,15 -**
257360	10	1	MC	27	**41,15 -**
257363	20	1	Non MC	14	**41,15 -**
257367	10	1,5	MC	41	**44,40 -**
257370	20	1,5	Non MC	20	**44,40 -**
257374	10	2	MC	54	**46,10 -**

MC-Kämme für MultiSUB maxi

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
257445	20	0,75	20	**57,60 -**
257449	40	0,75	8	**57,60 -**
257452	20	1	27	**59,20 -**
257456	40	1	11	**59,20 -**
257460	20	1,5	41	**60,90 -**
257464	40	1,5	17	**60,90 -**
257470	20	2	54	**62,60 -**
257474	40	2	23	**62,60 -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com