Kammer MultiSUB choice

Modell	MultiSUB choice 7	MultiSUB choice 10	MultiSUB choice 15	MultiSUB choice TRIO
System Maße (L x B x H)	26,5 x 17,5 x 9 cm			
Fließfähigkeit	500 ml			
Maximale Leistung	40 W			
Abstand zwischen den Elektroden	197 cm			
Zusammensetzung des Sets	Elektrophorese Behälter, Sicherheitsabdeckung, Gießplatten, Kämme, Beladungsführung, Gießdamm			
Gelmaße mit inklusiven Platten	15 x 7	15 x 10	15 x 15	15 x 7 / 15 x 10 / 15 x 15
Steckplätze Kämme	2	4	6	2 / 4 / 6
Max. Anzahl von Proben	70	140	210	70 / 140 / 210
Kämme inklusiv	2 Kämme 20 Zähne 1 mm			
Art. Nr.	**263152**	**257287**	**257288**	**257289**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

MC-Kämme für MultiSUB choice

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
257397	10	0,75	22	**46,10 -**
257399	14	0,75	22	**46,10 -**
257388	16	0,75	-	**46,10 -**
263159	18	0,75	8	**46,10 -**
257401	28	0,75	8	**46,10 -**
263161	30	1	9	**46,10 -**
257404	10	1	29	**47,85 -**
257406	14	1	29	**47,85 -**
257389	16	1	-	**47,85 -**
263165	18	1	11	**47,85 -**
257409	28	1	11	**47,85 -**
263167	30	1	13	**47,85 -**

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
257417	10	1,5	44	**49,40 -**
257419	14	1,5	44	**49,40 -**
257390	16	1,5	-	**49,40 -**
263171	18	1,5	17	**49,40 -**
257421	28	1,5	17	**49,40 -**
263173	30	1,5	19	**49,40 -**
257424	10	2	59	**50,95 -**
257426	14	2	59	**50,95 -**
257392	16	2	-	**50,95 -**
263177	18	2	23	**50,95 -**
257428	28	2	23	**50,95 -**
263179	30	2	25	**50,95 -**

Küvette MultiSUB screen

Modell	MultiSUB screen 32	MultiSUB screen 24	MultiSUB screen 16	MultiSUB screen TRIO
System-Maße (B x L x H)	50 x 28 x 9 cm			
Kapazität für die Zirkulation	1400 ml			
Maximale elektrische Leistung	70 W			
Abstand zwischen den Elektroden	458 cm			
Zusammensetzung des Sets	Elektrophorese-Küvette, Sicherheitsdeckel, Gießtabletts, Kämme, Lastleitfaden, Gießdamm			
Größe der Gele mit mitgelieferten Schalen	26 x 32	26 x 24	26 x 16	26 x 32 26 x 24 26 x 16
Kammschlitze	12	9	6	12 / 9 / 6
Max. Probenkapazität	672	504	336	672 / 504 / 336
Kämme inklusive	6 Kämme MC 28 Zähne 1 mm			
Art. Nr.	**263192**	**263193**	**263194**	**263195**
CHF	**1443 -**	**1443 -**	**1443 -**	**1672,15 -**

MC-Kämme für MultiSUB screen

Art. Nr.	Anzahl Zähne	Dicke (mm)	Empfohlene Volumenbelastung für 5 mm Gele (µl)	CHF
263196	28	0,75	25	**102 -**
263197	56	0,75	10	**102 -**
263198	28	1	34	**103,75 -**
263199	56	1	14	**103,75 -**
263200	28	1,5	51	**103,75 -**
263201	56	1,5	20	**103,75 -**
263202	28	2	68	**105,45 -**
263203	56	2	27	**105,45 -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
257475	Puffersparblöcke für MultiSUB mini x2	**60,90 -**
257479	Puffersparblöcke für MultiSUB midi x2	**70,75 -**
263206	Puffersparblöcke für MultiSUB choice x2	**82,40 -**
263207	Puffersparblöcke für MultiSUB Maxi x2	**98,75 -**
257507	Flexicaster für MultiSUB mini oder midi	**253,60 -**
257508	Flexicaster für MultiSUB choice oder maxi	**318,75 -**
263211	Flexicaster für MultiSUB screen	**375,70 -**
257315	Visualisierungsplattform für MultiSUB mini	**16,35 -**
257318	Visualisierungsplattform für MultiSUB midi	**18,20 -**
257320	Visualisierungsplattform für MultiSUB choice	**18,20 -**
257322	Visualisierungsplattform für MultiSUB maxi	**19,80 -**
263216	Visualisierungsplattform für MultiSUB screen	**26,30 -**
257382	Transfer-Schaufel für MultiSUB mini	**41,15 -**
257383	Transfer-Schaufel für MultiSUB midi	**52,80 -**
257480	Transfer-Schaufel für MultiSUB choice	**57,60 -**
257483	Transfer-Schaufel für MultiSUB maxi	**69,20 -**
263221	Transfer-Schaufel für MultiSUB midi	**87,25 -**



263209



263204



263217