Horizontale Elektrophoreseküvette Mini Major

- **Kompakt**
- **Einteilig geformter Deckel aus Polykarbonat**
- **Für Gele mit den Maßen 52 x 60mm oder 107 x 60mm**
- **Temperaturbeständige Küvette bis 130 °C**
- **Maximale Dicke des Gels : 10 mm**
- **Anzahl Proben 25**
- **Küvetten-Maße: 140 x 140 x 53 mm**
- **Puffervolumen: 200 ml**
- **Sicherheitsdeckel mit Entlüftungsöffnungen**
- **Platte mit schwarzer Markierung der Wells und Migrationsindex**
- **Kompatibel mit Mehrkanalpipetten**
- **Die Küvette in transparenter Ausführung ist mit dem Transilluminator MBE-300, Art. Nr. 022321, kompatibel, um die Migration zu verfolgen und die Streifen in der Küvette sichtbar zu machen**

Die Küvette wird geliefert mit :

- Küvette und Deckel;
- 2 Gelvorbereiter ;
- 2 Plattformen 107 x 60 mm;
- 4 Plattformen 52 x 60 mm;
- 2 Doppelkämme : 8/8/17 und 12/12/25 Zähne; 6/6/12 und Mark1/Prep1/23 Zähne
- schnüre.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022338	Horizontale Küvette Mini transparent MJ-105-A	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022011	Plattform 107 x 60 mm	AA -
022015	Ersatznetzkabel Rot und Schwarz	AA -
022016	Komplettes System* zur Herstellung von Gelen	AA -
022017	Gelvorbereitungskit für Mini Küvette large	AA -

* set bestehend aus 2 Gelvorbereitern für Mini Küvetten (Art. Nr. 022008), 4 Plattformen 52 x 60 mm (Art. Nr. 022009), 2 Plattformen 107 x 60 mm (Ref. 022011) und 2 analytischen Kämmen (022012 und 022014).




Kämme

* Probenvolumen für ein 5 mm dickes Gel.

Kamm	022014	022012
Zahndicke (mm)	1	1
Breite der Zähne (mm)	6	4
Probenvolumen (µl)*	30	20

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022012	Doppelter analytischer Kamm (8/8/17 und 12/12/25 Zähne)	AA -
022014	Doppelter analytischer Kamm (6/6/12 und Mark1/Prep2/23 Zähne)	AA -



Horizontale Elektrophoreseküvette Mini large Major

- **Kompakt**
- **Einteilig geformter Deckel aus Polykarbonat**
- **Für Gele mit den Maßen : 105 x 83 mm 50 x 83 mm**
- **Temperaturbeständige Küvette bis 130 °C**
- **Maximale Dicke des Gels : 10 mm**
- **Anzahl Proben 25**
- **Küvetten-Maße: 136 x 188 x 58 mm**
- **Puffervolumen: 400 ml**
- **Sicherheitsdeckel mit Entlüftungsöffnungen**
- **Platte mit schwarzer Markierung der Wells und Migrationsindex**
- **Kompatibel mit Mehrkanalpipetten**

Die Küvette wird geliefert mit :

- Küvette und Deckel;
- 1 Gelvorbereiter ;
- 1 Plattform 105 x 83 mm;
- 2 Plattformen 50 x 83 mm;
- 2 Doppelkämme : 8/8/17 und 12/12/25 Zähne; 6/6/12 und Mark1/Prep1/23 Zähne ;
- Schnüre.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022007	Horizontale Küvette Mini large Naturfarbe MT-108	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022015	Ersatznetzkabel Rot und Schwarz	AA -
022100	Komplettes System* zur Herstellung von Gelen	AA -
022017	Gelvorbereitungskit für Mini Küvette large	AA -
022018	Plattform 105 x 83 mm	AA -
022019	Plattform 50 x 83 mm	AA -

*Set bestehend aus Gelvorbereiter für Mini large Küvette (Art.022017), 1 Plattform 105 x 83 mm (Art.022018), 2 Plattformen 50 x 83 mm (Art.022019), 2 analytischen Kämmen (Art.022012 und Art.022014)



Kämme

*Probenvolumen für ein 5 mm dickes Gel.

Kamm	022014	022012
Zahndicke (mm)	1	1
Breite der Zähne (mm)	6	4
Probenvolumen (µl)*	30	20

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022012	Doppelter analytischer Kamm (8/8/17 und 12/12/25 Zähne)	AA -
022014	Doppelter analytischer Kamm (6/6/12 und Mark1/Prep2/23 Zähne)	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com