horizontale Elektrophorese-Kammer MicroGel 2

Gelgröße: 5 x 8 cm.

- **Für eine sehr schnelle Trennung**
- **Für Anwendungen im kleinen Maßstab auf Nukleinsäuren, Agarosegel-Restriktionsfragmente**
- **Die komplette Küvette wird auf einen UV-Tisch gestellt, um die Proben zu betrachten**
- **Puffervolumen: 150 ml**
- **Max. Anzahl Proben 20**
- **Maße: 129 x 11 x 6 cm**

Vorgeschlagene Generatoren :

- **PS 304 :** 300 Volt - 400 mA - 120 Watt
- **PS 305 :** 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver

Die Küvette wird geliefert mit :

- abnehmbarer Gelträger 5 x 8 cm UV-transparent ;
- 2 abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen ;
- einen Kamm, Dicke 1 mm, 10 Zähne, Volumen 10 µl ;
- Sicherheitsdeckel ;
- Kabelsatz und Bedienungsanleitung.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049001	Küvette Microgel 2	AA -
049002	UV-transparentes Tablett 5 x 8 cm	AA -
049003	Kabel-Satz	AA -
049004	Separates System zum Gießen von Gelen mit Wasserwaage und verstellbaren Füßen	AA -

Horizontale Küvette Minigel 2

Gelgröße: 10 x 8 cm.

- **Für eine sehr schnelle Trennung**
- **Für Anwendungen im kleinen Maßstab auf Nukleinsäuren, Agarosegel-Restriktionsfragmente**
- **Kompakt**
- **Die komplette Küvette wird auf einen UV-Tisch gestellt, um die Proben zu betrachten**
- **Puffervolumen: 250 ml**
- **Max. Anzahl Proben 36**
- **Maße: 19 x 16 x 6 cm**

Vorgeschlagene Generatoren :

- **PS 304 :** 300 Volt - 400 mA - 120 Watt
- **PS 305 :** 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver

Küvetten-Set :

- abnehmbarer Gelträger 10 x 8 cm UV-transparent ;
- 2 abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen ;
- einen Kamm, Dicke 1 mm, 16 Zähne, Volumen 12 µl ;
- Sicherheitsdeckel ;
- Kabelsatz und Bedienungsanleitung.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049011	Minigel 2 Küvette komplett	AA -
049012	Platte UV-transparent 10 x 8 cm	AA -
049003	Kabel-Satz	AA -
049004	Separates System zum Gießen von Gelen mit Wasserwaage und verstellbaren Füßen	AA -

Horizontale Küvette Midigel 2

Gelgröße: 10 x 14 cm.

- **Puffervolumen: 800 ml**
- **Max. Anzahl Proben 72 (mit 4 Kämmen)**
- **Maße: 28 x 16 x 9 cm**
- **Für Gele in Standardgröße, für PCR- und RFLP-Screening**
- **Vorbereitete Kämme verfügbar**
- **Rote Streifen zur Visualisierung von Ablagerungen**
- **Die Wanne wird komplett geliefert**
- **Für analytische oder präparative Anwendungen auf Nukleinsäuren, Agarosegel-Restriktionsfragmente**
- **Gelträgerplatte 10 x 14 cm mit vier Einkerbungen zum Einsetzen der Kämme**
- **Gelträgerplatte 10 x 8 cm mit 2 Einkerbungen**
- **Die Träger-Plattformen sind UV-transparent und mit Schiebewänden zum Gießen des Gels ausgestattet**
- **Kamm mit 18 Zähnen, kompatibel mit Mehrkanalpipetten**
- **Höhenverstellbare Füße und eingebaute Wasserwaage**





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049025	Midigel 2 Küvette komplett	AA -
049026	Platte UV-transparent 10 x 14 cm	AA -
049012	Platte UV-transparent 10 x 8 cm	AA -
049003	Kabel-Satz	AA -
049004	Separates System zum Gießen von Gelen mit Wasserwaage und verstellbare Füße	AA -

Vorgeschlagene Generatoren

- **PS 304 :** 300 Volt - 400 mA - 120 Watt
- **PS 305 :** 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- **PS 503 :** 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver

Küvetten-Set :

- abnehmbarer Gelträger 10 x 14 cm UV-transparent ;
- 2 abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen ;
- einen Kamm, Dicke 2 mm, 16 Zähne, Volumen 24 µl ;
- Sicherheitsdeckel ;
- Kabelsatz
- Zubehör für Pufferrückführung ;
- Gebrauchsanweisung



Finden Sie alle kompatiblen Kämme auf www.milian.com und geben Sie die Artikelnummern auf milian.com ein, um den Leitfaden „Gemeinsame Elemente für vertikale Apelex-Küvetten" zu finden

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com