Horizontale Kuvette Midigel XL



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049416	Midigel XL Küvette komplett	AA -
049427	Platte UV-transparent 15 x 17 cm (1 bis 6 Kämme)	AA -
049428	Platte UV-transparent 15 x 12 cm (1 bis 4 Kämme)	AA -
049429	Platte UV-transparent 15 x 7 cm (1 bis 2 Kämme)	AA -
049003	Kabel-Satz	AA -
049004	Separates System zum Gießen von Gelen mit Wasserwaage und verstellbare Füße	AA -

Küvetten Pack Midigel XL für 96 Proben

Inhalt der Packung	Midigel XL-Küvette + Gelträger 150 x 170 mm + Gelträger 150 x 120 mm + abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen + 6 Kämme mit 16 Zähnen und einer Stärke von 1 mm für Mehrkanalpipetten + Sicherheitsdeckel + Kabelsätze, Bedienungsanleitung	
Generator inkusive	Nein	PS 304XL (300 V - 400 mA - 100 W)
Art. Nr.	**049903B**	**049902B**
CHF	**AA -**	**AA -**

Gelgröße: 15 x 17 cm.

- **Puffervolumen: 1200 ml**
- **Max. Anzahl Proben 192 (mit 6 Kämmen)**
- **Maße: 32 x 23 x 9 cm**
- **Für Gele in Standardgröße mit einer Länge von 17, 12 und 7 cm, je nach verwendetem Rack**
- **Für PCR- und RFLP-Screening**
- **Für analytische oder präparative Anwendungen auf Nukleinsäuren, Agarosegel-Restriktionsfragmente**
- **Gelträgerplatte 15 x 17 cm mit 6 Einkerbungen zum Einsetzen der Kämme**
- **Gelträgerplatte 15 x 12 cm mit 4 Einkerbungen**
- **Gelträgerplatte 15 x 7 cm mit 2 Einkerbungen**
- **Die Gelträgerplatten sind UV-transparent und mit Schiebewänden zum Gießen des Gels ausgestattet**
- **Die Kämme mit 16 und 32 Zähnen sind mit Mehrkanalpipetten kompatibel**
- **Vorbereitete Kämme verfügbar**
- **Höhenverstellbare Füße und eingebaute Wasserwaage**
- **Rote Streifen zur Visualisierung von Ablagerungen**
- **Die Küvette wird komplett geliefert**

Vorgeschlagene Generatoren

- **PS 304 :** 300 Volt - 400 mA - 120 Watt
- **PS 305 :** 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- **PS 503 :** 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver

Küvetten-Set :

- abnehmbarer Gelträger 15 x 17 cm UV-transparent ;
- 2 abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen ;
- einen Kamm, Dicke 2 mm, 27 Zähne, Volumen 32 µl ;
- Sicherheitsdeckel ;
- Kabelsatz
- Gebrauchsanweisung

Horizontale Kuvette Maxigel ECO 2



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049039	Maxigel ECO 2	AA -
049040	UV-transparentes Tablett 20 x 24 cm	AA -
049041	Platte UV-transparent 20 x 12 cm	AA -
049003	Kabel-Satz	AA -
049004	Separates System zum Gießen von Gelen mit Wasserwaage und verstellbare Füße	AA -



Alle kompatiblen Kämme finden Sie auf www.milian.com

Gelgröße: 20 x 24 cm /20 x 12 cm.

- **Puffervolumen: 1800 ml**
- **Max. Anzahl Proben 352 (mit 8 Kämmen 049053 oder 049461, die mit Mehrkanalpipetten kompatibel sind)**
- **Maße: 28 x 37 x 9 cm**
- **Für die Analyse von DNA oder RNA**
- **Für das schnelle Screening nach PCR von 96 Proben auf einem einzigen Gel**
- **Für das Screening von Restriktionsfragmenten in Agarosegel**
- **Gelträgerplatte 20 x 24 cm mit acht Einkerbungen zum Einsetzen der Kämme**
- **Gelträgerplatte 20 x 12 cm mit 3 Einkerbungen**
- **Kämme mit 44 Zähnen, die mit Mehrkanalpipetten kompatibel sind**
- **Vorbereitete Kämme verfügbar**
- **Höhenverstellbare Füße und eingebaute Wasserwaage**
- **Rote Streifen zur Visualisierung von Ablagerungen**
- **Die Küvette wird komplett geliefert**

Vorgeschlagene Generatoren

- **PS 305 :** 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- **PS 503 :** 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- **PS 608 :** 600 Volt - 800 mA - 300 Watt ausgestattet mit Timer und 3 Displays

Küvetten-Set :

- abnehmbares, UV-transparentes Gel-Tablett 20 x 24 cm ;
- 2 abnehmbare Wände zum direkten Gießen von Gelen ;
- 1 Kamm 1 mm dick, 44/21 Zähne - Volumen 14/24 µl (Art. 049053)
- Sicherheitsdeckel ;
- Kabelsatz
- Zubehör für Pufferrückführung ;
- Gebrauchsanweisung