Kúvette Rapid Cast Mini-Gel 12 x 14 cm



Empfohlene Migrationsbedingungen : 5 Volt pro cm Elektrodenabstand, d. h. 5 x 22,5 = 112,5 Volt oder 110 Volt bei konstanter Spannung). Geliefert mit 2 Kämmen, 12 und 20 Zähnen, 1,5 mm dick, je einer von beiden. Geliefert wird eine Gießplatte mit zwei roten Silikonpads, die als Dichtung dienen und die Vorbereitung des Gels in der Elektrophoresekúvette ermöglichen.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
4902054	UVT-Tablett für RapidCast für Gele 12 x 14 cm Gele, 4 Schlitze für Kämme	AA -
4902056	UVT-Tablett für RapidCast für Gele 12 x 14 cm Gele, 12 Schlitze für Kämme	AA -
4902058	Plattform für 3 Gel e 12 x 14 cm	AA -
4902060	Ersatzdichtung (zu 2)	AA -
4902061	Einstellbarer horizontaler Mini-Gelgießer kann mit 8, 10 und 14 cm großen Tabletts verwendet werden lang und bis zu 12 cm breit	AA -
4902062	Breites horizontales Gießen von Gel einstellbar kann mit 8, 10 und 14 cm großen Tabletts verwendet werden lang und bis zu 23 cm breit	AA -

Modell	Kúvette Rapid Cast Mini-gel 12 x 14 cm
Beschreibung	Standard Mini Gel System
System Maße (B x L x H)	18 x 24,5 x 9,5 cm
Maße der Gele (B x L)	12 x 14 cm
Kammschlitze	2
Kapazität für die Zirkulation	~ 800 ml
Agarose-Kapazität (0,5 cm Gel)	84 ml
Ports für Zirkulation	Fakultativ
Max. Probenkapazität	50, 100, 300
Proben max., l. voll	25
Maximale Spannung	150 V
Abstand zwischen den Elektroden*	22,5 cm
Standardkomponenten	Elektrophoresekúvette mit Elektroden aus farbcodierte Platine, Sicherheitsdeckel mit einziehbaren Kabeln und Steckern
Mitgelieferte Kämme	1 Kamm mit 12 Zähnen und 1 Kamm mit 20 Zähnen, Dicke 1,5 mm
Art. Nr. Komplettsystem	**4902035**
CHF	**AA -**

* Empfohlene Bedingungen : 5 Volt pro cm Elektrode oder Konstante 110 V.



Alle kompatiblen Kämme finden Sie auf www.milian.com

Kúvette Rapid Cast Mini-Gel 23 x 14 cm



Für das Screening von 200 Proben in einem kleinen Format. Kämme im Mikrotitrationsformat. Geliefert mit 4 Kämmen mit 50 Zähnen und einer Dicke von 1,5 mm. Wird mit einer separaten Gießplatte mit Klemmschraube geliefert, in die die Gelplatte zur Vorbereitung des Gels eingesetzt werden kann.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
4902064	Separates System zum Gießen von Gelen	AA -
4902072	Standard-UVT-Gelplattform mit geschnittenem Finish und gespült für 23 x 14 cm Gele	AA -
4902062	Breiter, verstellbarer horizontaler Gelgießer, für Gele 23 x 14 cm	AA -

Modell	Kúvette Rapid Cast Mini-gel 23 x 14 cm
Beschreibung	Mini-System der großen Gele
System Maße (B x L x H)	26 x 29 x 10 cm
Maße der Gele (B x L)	23 x 14 cm
Kammschlitze	4
Kapazität für die Zirkulation	~ 1000 ml
Agarose-Kapazität (0,5 cm Gel)	161 ml
Ports für Zirkulation	Fakultativ
Max. Probenkapazität	200
Proben max., l. voll	50
Maximale Spannung	150 V
Abstand zwischen den Elektroden*	22 cm
Standardkomponenten	Elektrophoresekúvette mit Elektroden aus farbcodierte Platine, Sicherheitsdeckel mit einziehbaren Kabeln und Steckern
Kämme inklusive	4 Kämme 50 Zähne, Dicke 1,5 mm
Art. Nr. Komplettsystem	**4902065**
CHF	**AA -**

* Empfohlene Bedingungen : 5 Volt pro cm Elektrode oder Konstante 110 V.

InstaView System für simultane Elektrophorese und Visualisierung

NEU



- **Mit einem Transilluminator gekoppeltes Elektrophorese-System zur Überwachung der Migration in Echtzeit**
- **Gele in den Größen 10,5 x 10 cm oder 10,5 x 6 cm (12 oder 22 Wells)**
- **Blauer LED-Transilluminator 465 nm und ein Bernsteinfilter, sicher für die Probe und den Benutzer**
- **Um grüne Farbstoffe wie Midori Green, Gel Green und EmeraldDye zu visualisieren**
- **Wird mit einer Dunkelkammer für die Aufnahme von Fotos mit einem Smartphone geliefert**
- **Erhältlich mit einem Generator mit einstellbarer Spannung (35,5 oder 100 V) und Timer (bis zu 99 Minuten) (Art. Nr. 062876)**

Geliefert mit :

- Kúvette und Deckel
- zwei Tabletts (10,5 x 6 cm und 10,5 x 10 cm)
- zwei doppelseitige Kämme mit 12 und 22 Zähnen
- 590 nm blauer LED-Transilluminator mit Bernsteinfilter
- Smartphone-kompatible Dunkelkammer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062876	Komplettes Elektrophoresesystem mit Visualisierungssystem mit Generator	AA -
062877	Komplettes Elektrophoresesystem mit Visualisierungssystem	AA -