
Vertikale Küvette MiniVertigel 2

- **Maße Platte B x H: 10 x 10 cm**
- **Nutzbare Größe der Gele : 8 x 9 cm**
- **Gesamt Puffervolumen: 250 ml**
- **Anzahl Proben : 48**
- **Kompatibel mit vorgegossenen Gelen in 10 x 10 cm-Kassetten**

Vorgeschlagene Generatoren
- PS 304 : 300 Volt - 400 mA - 120 Watt
- PS 305 : 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- PS 503 : 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver

Küvetten-Set :
- Migrationsmodul ;
- Untere Küvette;
- Deckel mit fest verbundenen Netzkabeln ;
- 2 Glaspl. mit Einkerbung ;
- 2 Keramik Platten mit Einkerbung ;
- 4 volle Glasplatten ;
- 1 Verschlusswand ;
- 2 Kämme 10 Zähne 0,8 mm;
- 4 Abstandshalter 0,8 mm ;
- 2 Ersatzdichtungen ;
- Gießbasis und Dichtungen.





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049221	MiniVertigel 2 komplett für 2 Gele 0,8 mm 10 x 10 cm mit Gießbasis	AA -
049241	Volle Glasplatten 10 x 10 cm	AA -
049242	Glasplatte mit Kerbe 10 x 10 cm	AA -
049243	Aluminiumplatte mit Kerbe 10 x 10 cm	AA -


Vertikale Küvette MidiVertigel 2

- **Maße Platte B x H: 16 x 14 cm**
- **Nutzbare Größe der Gele : 14 x 12,5 cm**
- **Gesamt Puffervolumen: 650 ml**
- **Anzahl Proben : 48**

Vorgeschlagene Generatoren
- PS 305 : 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- PS 503 : 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- PS 608 : 600 Volt - 800 mA - 300 Watt ausgestattet mit Timer und 3 Displays

Küvetten-Set :
- Migrationsmodul ;
- Untere Küvette;
- Deckel mit fest verbundenen Netzkabeln ;
- 4 Glaspl. mit Einkerbung ;
- 4 volle Glasplatten ;
- 1 Verschlusswand ;
- 2 Kämme 10 Zähne 1,5 mm;
- 2 Kämme 15 Zähne 1,5 mm;
- 8 Abstandshalter 1,5 mm ;
- 2 Ersatzdichtungen ;
- Gießbasis und Dichtungen.





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049222	MidiVertigel 2 für 2 Gele 1,5 mm 16 x 14 cm mit Gießbasis	AA -
049263	Volle Glasplatten 16 x 14 cm	AA -
049264	Glasplatte mit Kerbe 16 x 14 cm	AA -


Vertikale Küvette Mini Wide Vertigel 2

- **Maße Platte B x H: 20 x 10 cm**
- **Nutzbare Größe der Gele : 18 x 8 cm**
- **Gesamt Puffervolumen: 650 ml**
- **Anzahl Proben : 72**

Vorgeschlagene Generatoren
- PS 305 : 300 Volt - 500 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- PS 503 : 500 Volt - 300 mA - 150 Watt ausgestattet mit Timer und Gel Saver
- PS 608 : 600 Volt - 800 mA - 300 Watt ausgestattet mit Timer und 3 Displays

Küvetten-Set :
- Migrationsmodul ;
- Untere Küvette;
- Deckel mit fest verbundenen Netzkabeln ;
- 4 Glasplatten mit Einkerbung ;
- 4 volle Glasplatten ;
- 1 Verschlusswand ;
- 2 Kämme 15 Zähne 0,8 mm;
- 2 Kämme 20 Zähne 0,8 mm;
- 8 Abstandshalter 0,8 mm ;
- 2 Ersatzdichtungen ;
- Gießbasis und Dichtungen.





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049223	Mini Wide Vertigel 2 für 2 Gele 0,8 mm 20 x 10 cm mit Gießbasis	AA -
049286	Volle Glasplatten 20 x 10 cm	AA -
049287	Glasplatte mit Kerbe 20 x 10 cm	AA -



Alle kompatiblen Kämme und Zubehör finden Sie auf www.milian.com

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com