Gel Imager Uvitec Uvisave Q9

- Kompakt, einfache und intuitive Bedienung
- Wird auf die Oberseite eines beliebigen Transilluminators gesetzt (Transilluminator nicht im Lieferumfang enthalten)
- 12,2'' HD-Touchscreen zur Anzeige von Fotos und Steuerung der Kamera: kein Anschluss an einen Computer erforderlich
- 16-Bit-CCD-Kamera mit nativer Auflösung von 3 Megapixeln, erweiterbar, mit passiver Kühlung zur Begrenzung des Hintergrundrauschens
- Skala von 65536 Graustufen
- USB 3.0-Anschluss zur schnellen Wiederherstellung von Fotografien
- Platz für einen austauschbaren Filter
- Filter für BET 590 nm im Lieferumfang enthalten
- Weitere Emissionsfilter sind je nach verwendetem Farbstoff optional erhältlich (kontaktieren Sie uns
- Inklusive "Freeware"-Software Uvitec-1D zur Bildanalyse (erfordert einen PC)
- Garantie: 3 Jahre

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
441337	Gel Imager Uvisave Q9	AA -



Gel-Imager GD-1000 und GDBL-1000

- Automatische Optimierung der Belichtungszeit
- Möglichkeit, einen Bereich von Interesse auszuwählen, mit automatischer Belichtungszeit für diesen Bereich
- Automatische Lampe UV-Abschaltung, wenn die Tür geöffnet wird
- Möglichkeit, die automatische Abschaltung der Lampen nach dem Öffnen der Tür zu deaktivieren, um das Schneiden von Gel zu ermöglichen
- Bildbearbeitungswerkzeuge: Zuschneiden, Größe ändern, Kontrast, Sättigung und Zoom einstellen
- Anmerkungswerkzeuge: Verschiedene Zeichen- und Schreibwerkzeuge
- Bilder speichern, übertragen, drucken und per E-Mail versenden
- Lebensdauer der Glühbirnen von 30000 Stunden
- Tablet mit 10,1"Bildschirm, Windows 8, 2 GB Speicherplatz, Bluetooth-, USB- und Lan-Anschluss (nur für GDBL-1000-Imager)
- Der GD-1000 Imager wird über den PC gesteuert

Modell	Gel Imager GD-1000	Gel Imager Blaulicht GDBL-1000
Bildauflösung :	5.4 MP	
Linse	f 1,8	
Lichtquelle	Weiße Epifluoreszenz	
	Transillumination 302 und 365nm	
	-	Epifluoreszenz blau
Sichtfenster (cm)	15 x 20	
Dunkelkammer	Automatische Abschaltung der UV-Lampe, wenn die Tür geöffnet wird	
	Die Sicherheitsumgehung, die das Schneiden von Streifen unter UV-Licht ermöglicht, wird nach 5 min automatisch deaktiviert	
Emissionsfilter	590 nm	
Platzbedarf (cm)	30,48 x 38,1	
Filter-Halter 3 Positionen	-	Ja
Art. Nr.	**840409**	**840412**
CHF	**AA -**	**AA -**





840412

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
840414	Blaulichtkonverter-Bildschirm*	AA -
840424	Weißlicht-Konverter für Imager GD-1000 und GDBL-1000	AA -
840417	Schutzplatte für den UV-Transilluminator**	AA -
840421	Thermodrucker	AA -
840420	Papier für Thermodrucker	AA -
840410	Total Lab 1D Software-Benutzerlizenz	AA -
840411	Total Lab 1D Software Netzwerk-Benutzerlizenz	AA -
840413	Blauer Filter 497 nm**	AA -
840415	Grüner Filter 572 nm**	AA -
840418	Gelschale	AA -
840419	Orange Brille zum Gelschneiden unter blauem Licht	AA -
840423	USB-Hub	AA -
840422	USB-Maus und -Tastatur	AA -

* Nur geeignet für den Imager GD-1000.
** Nur geeignet für den Imager GDBL-1000.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com