SmartView Simple Imager

- **Geringer Platzbedarf**
- **ABS-Haube**
- **Maximale Größe des Gels : 21 x 26 cm**
- **Mit einem Transilluminator zu vervollständigen**
- **Optionale EtBr-Filter 560/580 nm**

Sensor	18-Mpixel-Kamera
Belichtungszeit (s)	1/4000 - 30
Benötigt einen PC	Nein
Visualisierung Aufbewahrung von Fotografien	Auf dem Bildschirm der Kamera SD-Speicherkarte
Art. Nr.	**022243B**
CHF	**AA -**



022243B

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022340	Filter 49 mm BET	**AA -**
022422	Filter 49 mm SYBR green	**AA -**
022423	Filter 49 mm ambre 580 nm	**AA -**

SmartView Pro Imager

- **5-Mpixel-CMOS-Kamera mit 12-Bit-Sensor**
- **Integrierter 210 x 260 mm UV-Tranilluminator (312 nm)**
- **Sicherheitstür**
- **Weitwinkel 21 x 26 mm**
- **Kompakt: 400 x 314 x 554 mm**
- **6-mm-Linse, BET-Filter, SYBR, 560 nm, 580 nm bitte zusätzlich bestellen**
- **PC-Anschluss über USB**

Modell	**UVCI-1100**
Konnektivität	USB
Software	Inklusive
Transilluminator	312 nm
Display	LED
Art. Nr.	**022241**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022247	Filter BET	**AA -**
022335	Filter SYBR	**AA -**
022341	Filter 560 nm	**AA -**
022342	Filter 580 nm	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com