## Transilluminator mit blauen und weißen LEDs




- **Weißlicht zur Visualisierung von Coomassie-Blau- oder Silbernitrat-gefärbten Gelen**
- **Blaues Licht (470 nm) für die Visualisierung von Nukleinsäuren, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff wie Midori Green, Smartglow, Evagreen oder EmeralDye ClearLine markiert sind**
- **Einstellbare Lichtintensität 3 Stufen**
- **Abnehmbarer 580-nm-Bernsteinfilter**
- **Automatische Abschaltung nach 5 Minuten**
- **Sichtfenster 12 x 18 cm**

| | |
|---|---|
| Maße B x T x H (cm) | 22 x 18,50 x 3 |
| Stromversorgung | 100 - 240 V |
| **Art. Nr.** | **255000** |
| **CHF** | **AA -** |

## XL Transilluminator mit blauen und grünen LEDs



Blau/grünes Licht zur Visualisierung von Nukleinsäuren, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff wie Midori Green, Smartglow, Evagreen, Gelgreen oder Ethidiumbromid markiert sind.

- **Großes Sichtfenster (26 x 21 cm)**
- **Mit bernsteinfarbenem Schutzfilter**
- **Lieferung mit 5 Gel-Probennehmern für die Entnahme von Agarosestreifen**

| | |
|---|---|
| Maße B x T x H (cm) | 32 x 33 x 13 |
| Sichtfenster L x B (cm) | 26 x 21 |
| Wellenlänge (nm) | 480 - 530 |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Gewicht (kg) | 6,3 |
| **Art. Nr.** | **523390** |
| **CHF** | **AA -** |

## Accuris E3000 und E3100 UV-Transilluminatoren


NEU



- **UV-Licht 302 nm, für die Visualisierung von Nukleinsäuren, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff wie BET, Smartglow, Evagreen, Gelgreen oder EmeralDye ClearLine markiert sind**
- **Aufklappbare UV-Schutzabdeckung**
- **Kompatibel mit der Smartdoc-Dunkelkammer, Art. Nr. 062695, für Smartphone-Fotografie**
- **Erhältlich in zwei Größen**
- **2 Jahre Garantie**

| | Transilluminator E3000 | Transilluminator E3100 |
|---|---|---|
| 302 nm UV-Lampen | 4 x 8 W | 4 x 6 W |
| Einstellung der Intensität | Ja (50 oder 100 %) | Nein |
| Sichtfenster (cm) | 16 x 19 | 16,5 x 13,5 |
| Außenmaße L x B x T (cm) | 26,5 x 32,5 x 14 | 25 x 20 x 7 |
| **Art. Nr.** | **062779** | **162520** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |

## Weiße LED-Transilluminator MaestroGen



- **Weißlicht zur Visualisierung von Coomassie-Blau- oder Silbernitrat-gefärbten Gelen**
- **Gleichmäßige Beleuchtung**
- **Kompakt, Maße L x B x H: 217 x 292 x 128 mm**
- **Sichtsfenster : 160 x 240 mm**
- **Gewicht: 1,2 kg**
- **Lebensdauer der LEDs : 50.000 Stunden**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **887030** | Weiß-LED-Transilluminator | **AA -** |