BluView-Transilluminator MBE-200A und MBE-300



- **Blaue LEDs (470 nm) für eine sichere Nutzung**
- **Der MBE-300 wird unter dem Migrationsbehälter platziert, um die Migration zu verfolgen**
- **Der MBE-200A verfügt über einen separaten bernsteinfarbenen Schutzschirm**

Modell	MBE-200A	MBE-300
Wellenlänge (nm)	470	
Material	Aluminium	
Maße (B x L x H) (mm)	200 x 200 x 13,9	80 x 170 x 25
Sichtfenster (mm)	153 x 153	116 x 73,8
Art. Nr.	**022339**	**022321**
CHF	**AA -**	**AA -**

Transilluminator SmartBlue



- **Transilluminator mit blauen LEDs (465 nm)**
- **Optimale Wellenlänge für grüne Farbstoffe**
- **Homogene Beleuchtung**
- **Bernsteinfarbenes Display mit zwei Positionen, leicht abnehmbar**
- **Sichtsfenster : 17 x 12 cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062752	Transilluminator SmartBlue	**AA -**

Transilluminator LED Ultraslim



Visualisieren Sie alle Ihre Gele ohne UV!



- **Zur Darstellung von DNA mit Bernsteinfilter und blauem Licht**
- **Keine Schädigung der DNA**
- **Maße: 210 x 210 x 30 mm**
- **Sichtsfenster : 120 x 70 mm, Wellenlänge 470 nm**
- **Bernsteinfilter mit Metallrahmen**
- **LED: Matrix für beidseitige Beleuchtung**
- **LED-Lebensdauer : 50000 Stunden**
- **Kompatibilität mit Gelen : 110 x 60 mm , 55 x 60 mm und Minigele**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
523264	Blaulicht-Transilluminator	**AA -**

Transilluminator FastGene Fas-Nano für Smartphone und Tablet



- **Kompakt, ermöglicht die Aufnahme von Bildern mit einem Smartphone oder Tablet**
- **Blaue und grüne LEDs 480 - 530 nm**
- **Für Gele, die mit SYBR green/ Gold, Midori Green, SmartGlow oder anderen Fluoreszenzfarbstoffen (Anregung 480 - 530 nm) gefärbt sind**
- **Drei Stufen der Lichtintensität**
- **Beleuchteter Bereich von 10 x 10 cm**
- **Bernsteinfarbener Bildschirmfilter FAS-Nano**
- **Wird komplett mit Dunkelkammer Bildschirmfilter, Filter, Linse und Adapter für Smartphones und Tablets geliefert**



Gewicht (kg)	1,2
Maße (cm)	21,6 x 16,8 x 12,8
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Art. Nr.	**523341**
CHF	**AA -**