Tragbare Lampe mit blauen und grünen LED

- **Deckt rote und grüne Dyes auf, ohne die DNA zu beschädigen**
- **Weniger gefährlich für den Anwender als UV-Licht**
- **Ermöglicht den Nachweis der Expression von GFP, RFP, YFP in vivo**
- **Wird mit bernsteinfarbenem Schutzschirm und mit Halterung für den Gelschneider geliefert**



Maße (mm) ohne Filter L x B x H	190 x 39 x 25
Fläche des Schutzfilters (mm)	70 x 160
Wellenlänge (nm)	480 - 530
Lebensdauer (Stunden)	50000
Gewicht (g)	170
Art. Nr.	**523336**
CHF	**AA -**

UV-Gesichtsschutz

- **CE-gekennzeichnete Produkte**
- **Blockieren UV-Strahlen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
324029	Gesichts- und Seitenschutzschild zum Schutz vor UV-Strahlung	**AA -**
441181	Schutzbrille gegen UV-Strahlung	**AA -**





Bernsteinfarbige Schutzbrille Anti-Blaulicht

- **Empfohlen für Nutzer, die regelmäßig DNA-Streifen auf Gel schneiden**
- **Verhindern Blendung und verbessern die Visualisierung von Nukleinsäurebanden auf Blaulicht-Transilluminatoren**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062814B	Bernsteinfarbige Schutzbrille Anti-Blaulicht	**AA -**



CROSSLINKER UVITEC CL-508

NEU

- **UV-Bestrahlungssystem für die Vernetzung von Nukleinsäuren an Membranen (cross-linking) und die Entfernung von Verunreinigungen**
- **Einfache und intuitive Bedienung**
- **Programmierung der UV-Strahlung mit automatischer Abschaltung, wenn die übertragene Energie den eingestellten Schwellenwert erreicht**
- **Einstellen der Bestrahlungsstärke (Joule/cm²) und der Zeit (Sekunden)**
- **UV-Sensoren ermöglichen perfekt reproduzierbare Bestrahlungszyklen**
- **Zu vervollständigen mit einem Satz von 5-UV-Röhrchen mit 5 W der gewünschten Wellenlänge 254, 312 oder 365 nm**



Einstellbare UV-Strahlungsintensität	0,025 J bis 99,99 J
Bestrahlungszeit	10 s bis 599 min
Außenmaße (B x T x H) (cm)	35 x 36 x 30,5
Innenmaße (B x T x H) (cm)	26 x 33 x 14,5
Gewicht (kg)	10
Art. Nr.	**441356**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
441357	UV-Röhrchenset 254 nm für Crosslinker CL-508	**AA -**
441358	UV-Röhrchenset 312 nm für Crosslinker CL-508	**AA -**
441359	UV-Röhrchenset 365 nm für Crosslinker CL-508	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com