Amicon™ Ultra-Zentrifugen-Ultrafiltrationseinheiten



- Mit Ultracel™ Membran aus regenerierter Zellulose mit geringer Adsorption, ideal für die Verwendung mit verdünnten Proteinlösungen
- Auch geeignet für die schnelle Filtration von komplexen Medien wie Serum oder Zelllysaten
- Schnell: 10 bis 20 Minuten Zentrifugation
- Eine hohe Rückgewinnung der Probe (> 90%)
- Kompatibel mit verschiedenen Rotoren
- Fester Winkel und kippbarer Korb
- Innovatives Design
- 1 einziger Zentrifugationsschritt
- Integrität zu 100 % getestet



Siehe Beschreibung der Amicon™-Reihe auf der vorherigen Seite



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung Investigative Genetics.zu erreichen.

	Amicon Ultra 4 ml						Amicon Ultra 15 ml					
Abschaltungs-Schwelle KD	Art.Nr. (zu 8)	CHF zu 8	Art.Nr. (zu 24)	CHF zu 24	Art.Nr. (zu 96)	CHF zu 96	Art.Nr. (zu 8)	CHF zu 8	Art.Nr. (zu 24)	CHF zu 24	Art.Nr. (zu 96)	CHF zu 96
3	051775	AA -	051776	AA -	051777	AA -	051783	AA -	051784	AA -	051785	AA -
10	044020	AA -	044021	AA -	044022	AA -	044029	AA -	044030	AA -	044031	AA -
30	044023	AA -	044024	AA -	044025	AA -	044032	AA -	044033	AA -	044034	AA -
50	051381	AA -	051382	AA -	051383	AA -	051389	AA -	051390	AA -	051391	AA -
100	044026	AA -	044027	AA -	044028	AA -	044035	AA -	044036	AA -	044037	AA -

Amicon™ Pro Ultrafiltrationseinheiten





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Amicon™ Pro Anleitung zu erreichen

- Anwendungen: Affinitätsreinigung, Antikörpermarkierung, Diafiltration, Pufferaustausch und Sample Clean-up
- Funktionieren mit einer breiten Palette von Harzen
- Erhältlich in verschiedenen Formaten, mit oder ohne Harz
- „All-in-one"-Vorrichtung: alle Schritte in einem System kombiniert
- Einfach zu verwenden: nur ein Behälter für die Rückgewinnung des Eluats durch Umkehrzentrifugation
- Bewahrt die Integrität der Probe
- Weniger Kontaminationen
- Bewahrt die Proteinaktivität

Empfohlene Volumina	Min	Max
Lysat/Probe	250 µl	10 ml
Agarose-Harz	50 µl	200 µl
Elutionsvolumen :	20 µl	200 µl



Austausch Einrichtung
Großes Volumen
Einzigartiges Design, das auf ein Amicon Ultra 0,5 ml passt
Ermöglicht einen Pufferaustausch in einem einzigen Schritt

Amicon Ultra 0,5 ml
Leistungsstarke Konzentration
Elution ohne Verdünnung
Sanfte Diafiltration für die Probe

Auffangröhrchen
Großes Volumen
Muss zwischen zwei Schritten nicht geleert werden

Amicon™ Pro mit einem Agaroseharzröhrchen mit verschiedenen Halterungen

- Protein A oder G
- Ni-NTA für Histidin-getaggte Proteine
- GST für GST-getaggte Proteine
- Die Harzmenge entspricht der Menge, die für 12 Experimente mit einem durchschnittlichen Kugelvolumen von 200 µl benötigt wird

	Amicon™ Pro und GST-Reagenzienkit		Amicon™ Pro und Ni-NTA-Reagenzienkit	
Abschaltschwelle KDa	Art. Nr.	CHFzu 12	Art. Nr.	CHFzu 12
3	057740	AA -	-	-
10	057744	AA -	-	-
30	-	-	057749	AA -

Amicon™ Pro

- Erhältlich als Trial Pack (2er-Packung speziell für Tests), 12er-Pack oder 24er-Pack

Abschaltschwelle KDa	Art.Nr. Trial pack	CHF das Trial-Paket	Art.Nr. (zu 12)	CHF zu 12	Art.Nr. (zu 24)	CHF zu 24
3	057763	AA -	057764	AA -	057765	AA -
10	057766	AA -	057767	AA -	057768	AA -
30	057769	AA -	-	-	057771	AA -
50	057772	AA -	057773	AA -	057774	AA -
100	-	-	057776	AA -	057777	AA -