
Multiscreen PCR





Reinigung der PCR-Produkte.
96-Well-Platte mit Ultrafiltrationsmembranen, die speziell für die Reinigung von PCR-Produkten entwickelt wurde.
Wird für Anwendungen wie Sequenzierung, Genotypisierung, Vorbereitung von Mikroarrays oder auch Klonierungsanwendungen verwendet.
Sein 10-Minuten-Protokoll (Beladung der Wells, Vakuumfiltration, DNA-Resuspension) kommt ohne Waschen, Lösungsmittel oder Salze aus und ermöglicht eine optimale Probengewinnung mit hoher Reinheit.

Herstellungsprozess % :

Paare von Basen	Prozent Rückgewinnung
137 pb	70 %
301 pb	78 %
500 pb	› 90 %
1159 pb	› 90 %

Art. Nr.	Art. Nr. Merck Millipore	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
051001	MSNU03010	Multiscreen PCR-Platte	10	AA-
051002	MSNU03050	Multiscreen PCR-Platte	50	AA-
051621	MSVMHTS00	Filterhalter HTS	1	AA-
051738	LSKMPCR10	Multiscreen-Platte µ96 PCR	10	AA-
051462	LSKMPCR50	Multiscreen-Platte µ96 PCR	50	AA-

Miniprep-Montagekit, SEQ Cleanup-Montagekit

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 24
051279	Miniprep-Montagekit	AA -
051282	Montagekit SEQ Cleanup	AA -

Multiscreen Classic Plattensortiment (Non-HTS-Format)

Porengröße (µm)	Membran	Kunststoff		Nicht steril Zu 10	Nicht steril Zu 50	Typische Anwendungen
0,45	Durapore (hydrophiles PVDF)	Transparent	Art. Nr. Merck Millipore	MAHVN4510	MAHVN4550	Zugelassen für die klinische Diagnostik, Proteinkinase-/Phosphatase-Bestimmungen, Probenvorbereitung, Entsorgung von Dye Terminators.
			Art. Nr.	**051004**	**051005**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	

TIPP



Siehe Seite 1035 im Kapitel "Filtration" für die Plattenreihe Multiscreen Classique.

Vakuum Filtrationssystem Wellvac



- **Vereinfacht und verkürzt die Zeit, die für die Aufreinigung von Nukleinsäuren benötigt wird**
- **Ersetzt die Zentrifugationsschritte, mit Ausnahme des letzten Schritts zum Sammeln der Nukleinsäuren**
- **Einzigartiges Design ermöglicht die Verwendung sowohl von 96-Well-Platten als auch von Säulen**
- **Wird komplett mit Adapter für Reinigungssäulen (24 Positionen), Luer-Konnektoren, Luer-Stopfen und Abfallbehälter geliefert**
- **Möglichkeit, die Abwässer in einer 1,2-l-Flasche aus PES zu sammeln**
- **Erhältlich in der Version mit Rocker 300 Pumpe (Details zur Pumpe auf der Seite 1781)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886059	Wellvac 200	AA -
886060	Wellvac 200 mit Rocker-Pumpe 300	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886063	Luer-Anschluss für Wellvac 200 (Packung mit 25 Stück)	AA -
886064	Luer-Stopfen für Wellvac 200 (Packung mit 25 Stück)	AA -
886065	Behälter Deepwell 96 x 2 ml	AA -
886066	Flasche Abfall Behälter 1,2l aus PES	AA -
886068	Silikon Röhrchen 30 cm	AA -