Vivaspin-Konzentratoren Fortsetzung







NEU





	Vivaspin 6			Vivaspin Turbo 15			Vivaspin Turbo 15R			Vivaspin Turbo 15RC			Vivaspin 20		
Max. Probenvolumen (ml)	6			4 bis 15			15			4 bis 15			20		
Min. Konzentratorvolumen (µl)	30			100			30			100			50		
Filtrations-Oberfläche (cm^2)	2,5 cm^2			7,2 cm^2			3,9 cm^2			8,1			6 cm^2		
Maximaler Konzentrationsfaktor	x 200			x 150			x 500			x 150			x 400		
Totes Volumen	‹ 10 µl			‹ 10 µl			‹ 20 µl			‹ 10 µl			‹ 20 µl		
Typ der Zentrifuge	Alle Typen mit 15 ml-Röhrchen			Alle Typen mit 50-ml-Röhrchen			Alle Typen mit 50-ml-Röhrchen			Alle Typen mit 50-ml-Röhrchen			Alle Typen mit 50-ml-Röhrchen		
Empfohlene Zentrifugalkraft*	3 - 8.000 g			4000 g			1,5 - 6 000 g			4000 g			1,5 - 6 000 g		
Membran-Typ**	PES			Doppelte PES-Membran			RC HYDROSART			Regenerierte Zellulose			Doppelte PES-Membran		
Tank Typ	Polycarbonat			PP und Butadien-Styrol			Polycarbonat			PP und Butadien-Styrol			Polycarbonat		
Dalton	**Art. Nr.**	**VE/ Box**	**CHF/ Box**	**Art. Nr.**	**VE/ Box**	**CHF/ Box**	**Art. Nr.**	**VE/ Box**	**CHF/ Box**	**Art. Nr.**	**VE/ Box**	**CHF/ Box**	**Art. Nr.**	**VE/ Box**	**CHF/ Box**
2000	-	-	-	-	-	-	**146736**	12	**AA -**	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	**146737**	48	**AA -**	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	**150205**	12	**AA -**	-	-	-	-	-	-	**146744**	12	**AA -**
3000	-	-	-	**150206**	48	**AA -**	-	-	-	-	-	-	**146745**	48	**AA -**
5000	**146706**	25	**AA -**	**150207**	12	**AA -**	**146738**	12	**AA -**	-	-	-	**146746**	12	**AA -**
5000	**146707**	100	**AA -**	**150208**	48	**AA -**	**146739**	48	**AA -**	**147091**	48	**AA -**	**146747**	48	**AA -**
10000	**146708**	25	**AA -**	**150209**	12	**AA -**	**146740**	12	**AA -**	-	-	-	**146748**	12	**AA -**
10000	**146709**	100	**AA -**	**150210**	48	**AA -**	**146741**	48	**AA -**	-	-	-	**146749**	48	**AA -**
30000	**146710**	25	**AA -**	**150211**	12	**AA -**	**146742**	12	**AA -**	-	-	-	**146750**	12	**AA -**
30000	**146711**	100	**AA -**	**150212**	48	**AA -**	**146743**	48	**AA -**	-	-	-	**146751**	48	**AA -**
50000	**146712**	25	**AA -**	**150213**	12	**AA -**	-	-	-	**147096**	12	**AA -**	**146752**	12	**AA -**
50000	**146713**	100	**AA -**	**150214**	48	**AA -**	-	-	-	**147097**	48	**AA -**	**146753**	48	**AA -**
100000	**146714**	25	**AA -**	**150215**	12	**AA -**	-	-	-	**147098**	12	**AA -**	**146754**	12	**AA -**
100000	**146715**	100	**AA -**	**150216**	48	**AA -**	-	-	-	-	-	-	**146755**	48	**AA -**
300000	**146716**	25	**AA -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146756**	12	**AA -**
300000	**146717**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146757**	48	**AA -**
1000000	**146718**	25	**AA -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146758**	12	**AA -**
1000000	**146719**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
0,2 µm	**146720**	25	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**146760**	12	**AA -**
0,2 µm	**146721**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**146761**	48	**AA -**
Startpaket***	**146722**	5 x 5	**AA -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146762**	2 x 6	**AA -**

Abhängig von der Art der Membran und des Abschalt-Grenzwerts
** TAC: Cellulosetriacetat, RC: Regenerierte Zellulose, PES : Polyethersulfon
*** Kit bestehend aus 5 Vivaspin (außer Kit Vivaspin 20, bestehend aus 2 Vivaspin) von jedem der folgenden Grenzwerte: 5, 10, 30, 50, 100 kDa (und 0,2µm für Vivaspin 20 Kit)

Ultrafiltrationssystem für DNA-Konzentration Vivacon 500 und 2

- **Design mit horizontaler Membran**
- **Konzentrieren von verdünnten DNA-Proben mit hohen Ausbeuten (+90%) dank der Hydrosart®-Membran**
- **Re-spin zur quantitativen Gewinnung des Konzentrats : leicht zu entfernende Re-Spin-Kappe**
- **Vivacon 2: geeignet für Standardrotoren für 15 ml Falcon-Röhrchen**
- **Vivacon 500: geeignet für Standardrotoren für 2,2 ml Zentrifugenröhrchen**





	Vivacon 500				Vivacon 2			
Abschalt schwelle	**Art. Nr. (pro 25)**	**CHF zu 25**	**Art. Nr. (pro 100)**	**CHF zu 100**	**Art.Nr. (zu 25)**	**CHF zu 25**	**Art. Nr. (pro 100)**	**CHF zu 100**
2 000	**150166**	**AA-**	**150167**	**AA-**	**150176**	**AA-**	**150177**	**AA-**
10 000	**150168**	**AA-**	**150169**	**AA-**	**150178**	**AA-**	**150179**	**AA-**
30 000	**150170**	**AA-**	**150171**	**AA-**	**150180**	**AA-**	**150181**	**AA-**
50 000	**150172**	**AA-**	**150173**	**AA-**	**150182**	**AA-**	**150183**	**AA-**
100 000	**150174**	**AA-**	**150175**	**AA-**	**150184**	**AA-**	**150185**	**AA-**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com