UPrep Filterröhrchen und Uprep Säulen

Zentrifugen-Filterröhrchen UPrep und UPrep Micro

- **Für die Vorbereitung von Plasmiden in Mini-Preps, die Extraktion von Gelen oder die Reinigung von PCR-Elementen**
- **Dreischichtige Silikagelmembran mit selektiver Adsorption nach ionischen Bedingungen**
- **Wird mit 2-ml-Mikroröhrchen geliefert**
- **Kits werden komplett mit allen Reagenzien geliefert, die mit den Kits geliefert werden**
- **Verwendbar mit 2-ml-Delfinnasen-Mikroröhrchen (Art. Nr. 027270), für eine bessere Probengewinnung**





Art. Nr.	Modell	Verschluss	Max. Reinigung (µg)	Vol. Elution min. (µl)	Kapazität (µl)	VE	CHF/ Box
789068	UPrep	Nein	25	25	900	50	**AA -**
789293	UPrep	Ja	25	25	900	50	**AA -**
789294	UPrep Mikro	Nein	5	6	800	50	**AA -**

Anionenaustausch-Elutionskolonnen UPrep Midi und Maxi

- **Zur Herstellung von Plasmidkits aus vorhandenen Kits**

Art. Nr.	Modell	Qts Reinig. (µg)	Kapazität (ml)	VE	CHF/ Box
789207	UPrep Midi	20 - 100	12,5	10	**AA -**
789208	UPrep Maxi	100 - 500	22	10	**AA -**

Spin-X-Zentrifugenröhrchen mit Membranfilter

- **Membran aus Zelluloseacetat oder Nylon**
- **Ideal für die Rückgewinnung von Bakterien, Partikeln und Zellen**
- **Ideal für die Vorbereitung von Proben für HPLC und die Gewinnung von DNA aus Agarose- und Acrylamidgelen**



Art. Nr.	Volumen (ml)	Membran	Abschalt-Schwelle (µm)	Steril	VE	CHF/ VE
008160	2	AC	0,22	Ja	96	**AA -**
008161	2	AC	0,22	Nein	100	**AA -**
008162	2	AC	0,45	Ja	96	**AA -**
008163	2	AC	0,45	Nein	100	**AA -**
008169	2	Nylon	0,22	Nein	200	**AA -**
008170	2	Nylon	0,45	Nein	200	**AA -**

Zentrifugenröhrchen Membraspin Mini

Zur Vorbereitung von biologischen Proben, zur Konzentration und zum Entsalzen.
Wird montiert in einem 2-ml-Mikroröhrchen mit angebrachtem Deckel geliefert. Der Einsatz passt genau in das Mikroröhrchen, was eine Zentrifugation mit geschlossenem Deckel ermöglicht.

- **Porengröße 0,22 µm**
- **Volumen in dem Einsatz: 500 µl / Totvolumen : 5 µl**
- **Zum Zentrifugieren in Swing-Rotoren oder Rotoren mit festem Winkel**
- **Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit: 15000 g**
- **Membran aus PES, nicht steril**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
088917	Zentrifugenfilter Membraspin Mini	50	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com