# Extraktion von Nukleinsäuren durch chemische Methoden

## RNA-Extracol

EURx

- Reagenz zur Extraktion von Gesamt-RNA aus verschiedenen Proben (tierische und menschliche Gewebe, Pflanzen, Zellen, Hefen und Bakterien)
- Phenol- und Guanidinium-Thiocyanatverbindung
- Einfaches Protokoll, RNA-Extraktion in einer Stunde
- Hohe Leistung
- Einstellbar auf die Menge des Materials
- Erfordert die Zugabe von Chloroform, Isopropanol, Ethanol und Wasser Molekularbiologiequalität (nicht enthalten)






| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 220175 | RNA Extracol 25 ml | AA - |
| 220176 | RNA Extracol 100 ml | AA - |

# Kombinierte Extraktion von Nukleinsäuren und Proteinen

## DNA / RNA Extracol

EURx

- Reagenz für die Extraktion von DNA, RNA und Proteinen aus verschiedenen Proben (Zellkultur, Bakterien, Hefe, Gewebe, Pflanze...)
- Erfordert die Zugabe von Chloroform oder 1-Brom-3-Chlorpropan, Isopropanol und Ethanol (nicht mitgeliefert)
- Säulenextraktion
- Maximale Säulenkapazität 25 µg DNA und 125 µg RNA



NEU

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 220178 | DNA/RNA Extracol für 25 Vorbereitungen | AA - |
| 220179 | DNA/RNA Extracol für 100 Vorbereitungen | AA - |

# Bewahrung von RNA

## RNA Safeguard

Wässriges und ungiftiges Reagenz zur Lagerung von Gewebe.
Sammeln Sie Ihre Probe und tauchen Sie sie schnell in Safeguard RNA ein.
Es dringt schnell in ungefrorenes Gewebe ein, stabilisiert und schützt die RNA in Ihren frischesten Proben.

- Kein Einfrieren des Gewebes in Stickstoff und mehr Zeit für den Manipulator
- Einfach zu bedienen
- Bewahrt sowohl die RNA als auch die genomische DNA Ihres Gewebes




| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 865057 | RNA Safeguard Flasche 120 ml | AA - |

## RNA Fix RNA-Stabilisierungsreagenz

EURx

- Stabilisiert und schützt RNA vor Abbau bis zu 7 Tage bei Raumtemperatur und 4 Wochen bei 4 - 8 °C
- Für frische Proben (Gewebe, Blut, Zellkultur, Bakterien)
- Ca. 10 µl Lösung/mg Probe

NEU

| Art. Nr. | Verpackung | CHF |
|---|---|---|
| 220264 | 100 ml | AA - |
| 220311 | 200 ml | AA - |
| 220312 | 500 ml | AA - |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com