Säulen und Mikrosäulen

cytiva

Mikro-Säulen ProbeQuant G-50

- Für die schnelle Reinigung von markierter DNA (> 20 Basen)
- Trennt die DNA von nicht eingebetteten markierten Nukleotiden in einem Volumen zwischen 25 und 50 µl ab
- Kompatibel mit Mikrozentrifugen
- Protokoll in weniger als 4 Minuten

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
28-9034-08	PROBEQUANT™ G-50 MICRO COL	50 Säulen	AA -

Microspin G -25 Säule

- Verfahren zur Reinigung einer Probe von 10 bis 100 µl
- 4-minütige Verzögerung zwischen der Bearbeitung der Probe und dem Erhalt der Reinigung



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
27-5325-01	Microspin G -25 Säule	AA -

NICK-Spalten

- Für die schnelle Reinigung von radioaktiv markierter DNA (≥ 20 Basen)
- Trennt DNA von nicht eingebetteten markierten Nukleotiden in einem Volumen von bis zu 100 µl
- Säulen, die mit Sephadex G-50 Grade geliefert werden und in destilliertem Wasser mit 0,15 % Kathon CG/ICP Biozid vorabgeglichen sind

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
17-0855-01	NICK-COLONNE 20	20 Säulen	AA -
17-0855-02	NICK-COLONNE 50	50 Säulen	AA -

NAP-Spalten

cytiva

- Für die schnelle und effektive Reinigung von DNA und Oligonukleotiden (> 10-mers) in weniger als 15 min
- Reinigung durch Schwerkraftwirkung
- Erhältlich in 3 Formaten je nach Probenvolumen : 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) und 2,5 ml (NAP-25)



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
17-0852-01	NAP-25	20 Säulen	AA -
17-0852-02	NAP-25	50 Säulen	AA -
17-0853-01	NAP-5	20 Säulen	AA -
17-0853-02	NAP-5	50 Säulen	AA -
17-0854-01	NAP-10	20 Säulen	AA -
17-0854-02	NAP-10	50 Säulen	AA -

Sephadex G-25 DNA Grade

cytiva

- Sephadex-Pulver zur Vorbereitung von Säulen
- Für die Reinigung von DNA
- Zur Verwendung mit MicroSpin G-25-Säulen und NAP-Säulen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
17-0572-02	SEPHADEX G-25 DNA GRADE SF	100 g	AA -

Sephadex G-50 und G-100 DNA Grade

cytiva

- Sephadex-Pulver zur Vorbereitung von Säulen
- Für die Reinigung von DNA
- Der Sephadex G-50 DNA Grade kann mit den Illustra AutoSeq G-50, ProbeQuant G-50, MicroSpin G-50 und NICK Säulen verwendet werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
17-0573-01	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	25 g	AA -
17-0573-02	SEPHADEX G-50 DNA GRADE F	100 g	AA -
17-0574-02	SEPHADEX G-100 DNA GRADE SF	100 g	AA -

Extraktion durch magnetische Beads


Reinigung von PCR-Fragmenten mit magnetischen Beads

AXYGEN

- Einfache Handhabung (kein Zentrifugieren)
- Schnell (Bindung, Waschen, Elution: in einem einzigen Röhrchen)
- Manuelle/robotergestützte Reinigung
- Entfernt effektiv dNTPS, Enzyme, nicht eingebettete Primer und Primerdimere







Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
712271	AxyPrep MAG Kit PCR Clean UP 5 ml - 110 Reaktionen	AA -
712272	AxyPrep MAG Kit PCR Clean UP 50 ml - 1110 Reaktionen	AA -
712270	AxyPrep MAG Kit PCR Clean UP 250 ml - 5550 Reaktionen	AA -

Sera-Mag Select

cytiva

- Magnetic-Bead-Kit für die Reinigung von PCR-Produkten und den Aufbau von NGS-Bibliotheken

Art. Nr.	Verpackung	CHF
29-3430-52	60 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com