AccuClear Kits und Lösungen zur Quantifizierung doppelsträngiger DNA

Art. Nr.	Format	Anzahl Reaktionen	CHF
461044	Lösung	100	AA -
461043	Lösung	500	AA -
461042	Bausatz	100	AA -
461040	Bausatz	500	AA -

NEU

- Lösung für die Quantifizierung von doppelsträngiger DNA mit einem tragbaren Fluorimeter
- Bestimmung von Proben im Konzentrationsbereich 0,01-10 ng/µl
- Linearer Bereich : 0,1-100 ng Doppelstrangige DNA
- Grüne Fluoreszenz: Anregung 502 nm / Emission 523 nm
- Verfügbar in 100 und 500 Reaktionen
- Im Kit-Format wird die Accugreen™ 200X-Lösung mit Accugreen™ 1X-Puffer und zwei Standards, Standard 1 (0 ng/µl) und Standard 2 (10 ng/µl) ergänzt

AccuGreen™ Broad Range dsDNA Quantifizierungslösung und Kit

Art. Nr.	Format	Anzahl Reaktionen	CHF
461165	Bausatz	100	AA -
461166	Bausatz	500	AA -
461167	Lösung	100	AA -
461168	Lösung	500	AA -

NEU

- Bestimmung von Proben im Konzentrationsbereich 0,2-100 ng/µl
- Linearer Bereich : 2-1000 ng Doppelstrangige DNA
- Grüne Fluoreszenz: Anregung 500 nm / Emission 530 nm
- Verfügbar in 100 und 500 Reaktionen
- Im Kit-Format wird die AccuGreen™ Broad range 1X-Lösung durch zwei Standards ergänzt, Standard 1 (0 ng/µl) und Standard 2 (100 ng/µl)

Taq-Polymerasen, Kits und Master Mixes

Taq-DNA-Polymerase-Kit (Thermus aquaticus) 5 U/µl mit dNTPs

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220432	Taq DNA Polymerase Kit 200 U	AA -
220433	Taq DNA Polymerase Kit 500 U	AA -
220434	Taq DNA Polymerase Kit 1000 U	AA -
220435	Taq DNA Polymerase Kit 5000 U	AA -

NEU

- Rekombinantes, ultrareines Protein in einer Anfangskonzentration von 5 U/µl
- 5‘ -> 3‘-Exonuklease-Aktivität erhalten und keine 3‘ –› 5'-Exonuklease-Aktivität
- Fügt ein freies Adenin an das 3'-Ende des Amplikons an (Monoadenylierung)
- Kit mit 3 verschiedenen 10X-Reaktionspuffern: ohne MgCl2 (A), mit MgCl2 (B), mit 2 inerten Farbstoffen für die direkte Ablagerung (C)
- Kit wird mit dNTPs geliefert (separates Röhrchen)

Color Taq DNA Polymerase Kit (1 U/µl) mit dNTPs

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220436	Color Taq DNA Polymerase Kit 200 U	AA -
220437	Color Taq DNA Polymerase Kit 500 U	AA -
220438	Color Taq DNA Polymerase Kit 1000 U	AA -
220439	Color Taq DNA Polymerase Kit 5000 U	AA -

NEU

- Rekombinantes, ultrareines Protein in einer Anfangskonzentration von 1 U/µl
- Enthält 2 inerte Farbstoffe (rot und gelb), die die Vorbereitung der PCR erleichtern und die direkte Auftragung auf ein Elektrophoresegel und die Überwachung der Migration ermöglichen
- 5‘ -> 3‘-Exonuklease-Aktivität erhalten und keine 3‘ –› 5'-Exonuklease-Aktivität
- Fügt ein freies Adenin an das 3'-Ende des Amplikons an (Monoadenylierung)
- Kit mit 2 verschiedenen 10X-Reaktionspuffern : ohne MgCl2 (A) und mit MgCl2 (B)
- Kit wird mit dNTPs geliefert (separates Röhrchen)