Nukleinsäure-Amplifikation von DNA/Fragmenten durch quantitative PCR /sybr green System

ABsolute™ qPCR MasterMix Thermo Scientific ABgene®

thermo scientific

Gebrauchsfertige Mixes für die quantitative PCR, es werden nur die Matrix und die Primer benötigt. Für qPCR-Reaktionen in SYBR® Green.

- Erstklassige Leistung: Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit
- Ideal in Kombination mit weißen Platten
- Inerter blauer Farbstoff zur einfachen Visualisierung der Aliquotierung
- Thermo-Start® verhindert parasitäre Amplifikation bei Raumtemperatur
- Enthält dTTP, dessen Wirksamkeit höher ist als die von dUTP
- Vielseitigkeit: für jedes qPCR-Gerät verfügbar

WEB Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um die Kompatibilitätstabelle für die ABsolute™-Reihe zu finden



MOLEKULARBIOLOGIE

ABsolute™ Blue qPCR

Bezeichnung		Anzahl Reaktionen 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Mix + getrenntes ROX Röhrchen	Art. Nr.	017298	017297	-
	CHF	AA -	AA -	-
ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green ROX Mix	Art. Nr.	017303	017302	-
	CHF	AA -	AA -	-
ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Low ROX Mix	Art. Nr.	017308	017307	017309
	CHF	AA -	AA -	AA -
ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Fluorescein Mix	Art. Nr.	017313	017312	017314
	CHF	AA -	AA -	AA -

ABsolute™ qPCR transparent

Bezeichnung		Anzahl Reaktionen 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	2000 x 20 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ qPCR SYBR® Green ROX Mix	Art. Nr.	017337	016608	-	-
	CHF	AA -	AA -	-	-
ABsolute™ qPCR SYBR® Green Low ROX Mix	Art. Nr.	017559	017558	-	017561
	CHF	AA -	AA -	-	AA -
ABsolute™ qPCR SYBR® Green Fluorescein Mix	Art. Nr.	017346	017345	-	-
	CHF	AA -	AA -	-	-
ABsolute™ qPCR SYBR® Green Capillary Mix	Art. Nr.	-	-	017349	-
	CHF	-	-	AA -	-

qPCR-Basis Sonde

Mastermix Probe qPCR (2X) und Mastermix Probe qPCR (2X) mit ROX-Lösung

EURx

NEU

- QPCR-Mix mit Hydrolyse-Sonden zur Verwendung mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern
- Enthält Perpetual Taq hot start DNA-Polymerase sowie optimierte Puffer und dNTPs (dTTP teilweise durch dUTP ersetzt)
- Uracile N-Glycosylase (UNG) thermolabil, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu begrenzen (fakultative Verwendung)
- Erhältlich mit ROX-Farbstoff (separates Röhrchen) zur Standardisierung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220406	Probe qPCR-Mastermix 2X 100 Reaktionen	AA -
220407	Probe qPCR-Mastermix 2X 200 Reaktionen	AA -
220408	Probe qPCR-Mastermix 2X 1000 Reaktionen	AA -
220409	Probe qPCR-Mastermix 2X + ROX-Lösung 100 Reaktionen	AA -
220410	Probe qPCR-Mastermix 2X + ROX-Lösung 200 Reaktionen	AA -
220411	Probe qPCR-Mastermix 2X + ROX-Lösung 1000 Reaktionen	AA -

Fastgene 2X-Sonden Universal qPCR-Kit

EURx

NEU

- Universal qPCR-Kit für Hydrolyse-Sonden
- Geeignet für Multiplex-qPCR und schnelle qPCR-Protokolle aufgrund der robusten Mischchemie
- Für den Einsatz bei der DNA-Quantifizierung, Gendetektion, SNP-Genotypisierung oder NGS-Validierung
- Lieferung mit ROX-Lösung in einem separaten Röhrchen zur Standardisierung
- Kann mit allen Echtzeit-Thermocyclern verwendet werden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
523574	Fastgene 2X Universal Probe 100 Reaktionen	AA -
523575	Fastgene 2X probe universal 500 Reaktionen	AA -
523576	Fastgene 2X probe universal 5000 Reaktionen	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com