Amplifikation von Nukleinsäuren DNA/Fragmenten durch quantitative PCR/Sondensystem

ABsolute™ qPCR MasterMix Thermo Scientific ABgene®



Gebrauchsfertige Mixes für die quantitative PCR, es werden nur die Matrix und die Primer benötigt. Für qPCR-Reaktionen in Sonden.

- **Erstklassige Leistung: Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit**
- **Ideal in Kombination mit weißen Platten**
- **Inerter blauer Farbstoff zur einfachen Visualisierung der Aliquotierung**
- **Thermo-Start® verhindert parasitäre Amplifikation bei Raumtemperatur**
- **Enthält dTTP, dessen Wirksamkeit höher ist als die von dUTP**
- **Vielseitigkeit: für jedes qPCR-Gerät verfügbar**



Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um die Kompatibilitätstabelle für die ABsolute™-Reihe zu finden

ABsolute™ Blue qPCR

Bezeichnung		Anzahl Reaktionen 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ Blue qPCR Mix + separates ROX-Röhrchen	Art. Nr.	017286	017285	-
	CHF	AA -	AA -	-
ABsolute™ Blue qPCR ROX Mix	Art. Nr.	017291	017289	017292
	CHF	AA -	AA -	AA -
ABsolute™ Blue qPCR Low ROX Mix	Art. Nr.	017295	017294	-
	CHF	AA -	AA -	-

ABsolute™ qPCR transparent

Bezeichnung		Anzahl Reaktionen 400 x 25 µl	1600 x 25 µl	2000 x 20 µl	4000 x 25 µl
ABsolute™ qPCR ROX Mix	Art. Nr.	017528	017527	-	017529
	CHF	AA -	AA -	-	AA -
ABsolute™ qPCR Low ROX Mix	Art. Nr.	017555	017554	-	-
	CHF	AA -	AA -	-	-
ABsolute™ qPCR Capillary Mix	Art. Nr.	-	-	017329	-
	CHF	-	-	AA -	-

qPCR-Basis Sonde

EURx Mastermix Multiplex qPCR (2X) und Mastermix Multiplex qPCR (2X) mit ROX-Lösung

- **Mix für Multiplex-QPCR mit markierten Hydrolysesonden, verwendbar mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern**
- **Bis zu 5 Ziele gleichzeitig im selben Röhrchen nachweisbar (abhängig von der Anzahl der Kanäle des verwendeten Thermocyclers)**
- **Enthält die DNA-Polymerase hot start onTaq, einen optimierten Puffer und die dNTPs (dTTP teilweise durch dUTP ersetzt)**
- **Uracile N-Glycosylase (UNG) thermolabil, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu begrenzen (fakultative Verwendung)**
- **Erhältlich mit ROX-Farbstoff (separates Röhrchen) zur Standardisierung**

NEU

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
220426	Multiplex qPCR Master Mix 2X 100 Reaktionen	AA -
220427	Multiplex qPCR Master Mix 2X 200 Reaktionen	AA -
220428	Multiplex qPCR Master Mix 2X 1000 Reaktionen	AA -
220429	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX Lösung 100 Reaktionen	AA -
220430	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX Lösung 200 Reaktionen	AA -
220431	Multiplex qPCR master mix 2X + ROX Lösung 1000 Reaktionen	AA -

