dNTPs

dATP und dNTP cytiva

cytiva

- DNase, RNase und Enzymaktivität nicht nachweisbar
- Kompatibel für Long Range PCR
- Konzentration : 100 mM

Bezeichnung		25 µmol	100 µmol	500 µmol
dATP	Art. Nr.	28-4065-01	28-4065-02	28-4065-03
	CHF	AA -	AA -	AA -
dCTP	Art. Nr.	-	28-4065-12	-
	CHF	-	AA -	-
dGTP	Art. Nr.	-	28-4065-22	-
	CHF	-	AA -	-
dTTP	Art. Nr.	-	28-4065-32	-
	CHF	-	AA -	-
dUTP	Art. Nr.	28-4065-41	28-4065-42	-
	CHF	AA -	AA -	-

Bezeichnung		4 x 25 µmol	4 x 100 µmol
dNTP-Set	Art. Nr.	28-4065-51	28-4065-52
	CHF	AA -	AA -

Bezeichnung		4 x 500 µmol	1 x 10 µmol	4 x 10 µmol
dNTP set ACGT	Art. Nr.	28-4065-53	28-4065-57	28-4065-58
	CHF	AA -	AA -	AA -

Bezeichnung		25 mM	10 mM
dNTP set ACGT(500 µl)	Art. Nr.	28-4065-60	28-4065-64
	CHF	AA -	AA -

dNTP : Set & Mix

Mix oder Set	Konzentration	Anzahl Fläschchen x Volumen der Fläschchen	Art. Nr.	VE	CHF/VE
dNTP-Mix	10 mM	1 x 1000 µl	033786B	1	AA -
	10 mM	1 x 1000 µl	135609	5	AA -
	25 mM	1 x 1000 µl	035549	1	AA -
	25 mM	1 x 1000 µl	135608	5	AA -
dNTP-Set	100 mM	4 x 250 µl	033785B	1	AA -
	100 mM	4 x 1000 µl	035550	1	AA -



Verschiedene Puffer und Wasser für die Molekularbiologie

Elektrophorese-Puffer in Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348604	TAE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -
348603	TAE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	5 l	AA -
702676	TAE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	6 x 1 l	AA -
348605	TAE 50X Puffer Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -
091582	TBE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	500 ml	AA -
348613	TBE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -
348615	TBE 10X Puffer Molekularbiologie Qualität	5 l	AA -
348327	TGS 10X Biochemie Qualität	1 l	AA -

Konservierungspuffer in Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348619	TE 1X pH 8,0 Molekularbiologie Qualität	500 ml	AA -
091576B	TE 1X pH 8,0 Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -
348618	TE 1X pH 8,0 niedriger EDTA-Gehalt Molekularbiologie Qualität	500 ml	AA -
348617	TE 1X pH 8,0 niedriger EDTA-Gehalt Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -

Hybridisierungspuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091568B	SSC 20X Puffer Molekularbiologie Qualität	1 l	AA -
702680	SSC 20X Puffer Molekularbiologie Qualität	6 x 1 l	AA -

Waschpuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
702678	TBS 10X pH 7,4 Molekularbiologie Qualität	6 x 1 l	AA -
702679	PBS 10X pH 7,4 Molekularbiologie Qualität	6 x 1 l	AA -

Wasser für Molekularbiologie

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
SH30538.01	Molekularbiologie Wasserqualität Hyclone	100 ml	AA -
SH30538.02	Molekularbiologie Wasserqualität Hyclone	500 ml	AA -
SH30538.03	Molekularbiologie Wasserqualität Hyclone	1 l	AA -
SH30538.FS	Molekularbiologie Wasserqualität Hyclone	6 x 500 ml	AA -
SH30538.LS	Molekularbiologie Wasserqualität Hyclone	6 x 1 l	AA -
702671A	Molekularbiologie Wasserqualität Corning Mediatec	1 l	AA -
702671	Molekularbiologie Wasserqualität Corning Mediatec	6 x 1 l	AA -
348644	Molekularbiologie Wasserqualität AppliChem	500 ml	AA -
348643	Molekularbiologie Wasserqualität AppliChem	1 l	AA -
672321	Molekularbiologie Wasserqualität AppliChem	5 l	AA -
220020	Wasser-PCR-Grad EURx	5 x 1,5 ml	AA -
220021	Wasser-PCR-Grad EURx	10 x 1,5 ml	AA -
670926	Wasser-PCR-Grad AppliChem	10 x 1,7 ml	AA -
755134	Solis BioDyne Wasser in PCR-Qualität	25 ml	AA -
755135	Solis BioDyne Wasser in PCR-Qualität	100 ml	AA -
755136	Solis BioDyne Wasser in PCR-Qualität	500 ml	AA -

Beutel mit gefriergetrocknetem Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
4905001	TBE-Pulver für 1 Liter Konzentrat 10X	1 Beutel	AA -
4905002	TG-SDS Pulver für 1 Liter Konzentrat 10X	1 Beutel	AA -
4905003	Tris-Glycin Pulver für 1 Liter Konzentrat 10X	1 Beutel	AA -
4905004	PBS-Pulver für 10 Liter Konzentrat 1X	1 Beutel	AA -
4905005	SSC Pulver für 500 ml Konzentrat 20X	1 Beutel	AA -
348914	TBS-Pulver für 1 Liter Konzentrat 20X	1 Beutel	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com