




Größenskala (Ladder)






biotechrabbit
leap and lead

Art. Nr.	135601	135602*	135603
CHF	AA -	AA -	AA -
Fragmentgröße	Von 250 bis 10000 bp	Von 100 bis 3000 bp	Von 50 bis 1500 bp
Anzahl Fragmente	13	12	17
Fragmente mit doppelter Intensität	1000 und 3000 bp	500 und 1500 bp	200 und 500 bp
Konzentration	0,1 µg / µl		
Menge / Volumen	50 µg/ 500 µl		
Zu verwendende Menge/Well	5 µl		
			
Gebrauchsfertig (einschließlich Nachweisfarbstoffe)	Ja**		
Art des Farbstoffs	Orange G		

EURx
Molecular Biology Products

Art. Nr.	220027	220028	220002	220003
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Fragmentgröße	500 bis 10000 pb		Von 250 bis 10000 bp	
Anzahl Fragmente	11		13	
Fragmente mit doppelter Intensität	1000 pb		1000 und 3000 bp	
Konzentration	500 µg /ml		100 µg / ml	
Menge / Volumen	100 µg/ 200 µl	500 µg / 1 ml	100 µg / 1 ml	500 µg /5 ml
Zu verwendende Menge/Well	1 µl		5 µl	
				
Gebrauchsfertig (einschließlich Nachweisfarbstoffe)	Nein		Ja	
Art des Farbstoffs	AA			

EURx
Molecular Biology Products

Art. Nr.	220031	220032	220025*	220026*	220033	220034	220000*	220001*	220004	220005
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Fragmentgröße	100 bis 5000 pb		Von 100 bis 2500 bp		Von 50 bis 2000 bp		Von 100 bis 1000 bp		Von 50 bis 500 bp	
Anzahl Fragmente	8		13		8		10		5	
Fragmente mit doppelter Intensität	-		500 und 1000 bp		500 pb		500 pb		250 pb	
Konzentration	-		125 µg / ml		40 µg / ml		50 µg / ml		28 µg /ml	
Menge / Volumen	NC/500 µl	NC/2,5 ml	50 µg /400 µl	250 µg /2 ml	40 µg /1 ml	200 µg / 5 x 1 ml	50 µg /1 ml	250 µg /2,5 ml	14 µg /500 µl	70 µg /2500 µl
Zu verwendende Menge/Well	5 µl		5 µl = 625 ng DNA		10 µl		10 µl		5 µl	
									
Gebrauchsfertig (einschließlich Nachweisfarbstoffe)	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Art des Farbstoffs	AA									

* empfohlen für die Bestimmung der Anwesenheit und Größe von PCR-Produkten
** geliefert mit 1 ml Loading Dye 6X (Xylol Cyanol FF, Bromophenolblau und G-Orange)