Ladungspuffer,Glycerin und Bromphenolblau

Bromphenolblau

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348061	Bromphenolblau	5 g	NC-

Steriles Glycerin

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091535	Glycerin steril	250 ml	AA -

DNA-Ladepuffer 6x

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
755124	DNA Ladepuffer 6x blau für Agarose und Polyacrylamidgel , 1ml	AA -
755125	DNA Ladepuffer 6x blau für Agarose und Polyacrylamidgel , 10ml	AA -
755130	DNA Ladepuffer 6x doppelt blau für Agarose und Polyacrylamidgel , 1ml	AA -
755131	DNA Ladepuffer 6x doppelt blau für Agarose und Polyacrylamidgel , 10ml	AA -
755108	DNA-Ladepuffer 6x orange-blau, 1 ml	AA -
755109	DNA-Ladepuffer 6x orange-blau, 10 ml	AA -
755132	DNA-Ladepuffer 6x orange für Agarose und Polyacrylamidgel , 1ml	AA -
755133	DNA-Ladepuffer 6x orange für Agarose und Polyacrylamidgel , 10ml	AA -

- **Vier farbige Ladepads**
- **Enhancer für GC-reiche Matrizen**
- **$MgCl_2$**

EmeralDye ClearLine®-Farbstoff

Hohe Empfindlichkeit für kleine Fragmente, geringer Hintergrund, Farbstoff kann während der Gelvorbereitung oder nach der Migration zugegeben werden, 4 - 6 µl pro 100 ml Agarose.



- **Für die Markierung von Nukleinsäuren**
- **Nicht krebserregende Alternative zu Ethidiumbromid**
- **DMSO-freie Lagerlösung**
- **Haupterregungswellenlänge 490 nm / Nebenwellenlänge 290 nm**
- **Emissionswellenlänge 530 nm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
755110CL	EmeralDye 1 ml	AA -



DNA-dye NonTox

- **Ungefährliche, nicht mutagene und nicht toxische Alternative zu Ethidiumbromid**
- **Gebrauchsfertiger 6X-Ladungspuffer zum direkten Mischen mit den Proben**
- **Enthält 3 Migrationsfarbstoffe: Bromophenolblau, Xylolcyanol und G-Orange**
- **Durch UV-Licht und blaues Licht erregbar**
- **Anregungs-/Emissionsspektrum : 495 (Peak 1), 260 (Peak 2) nm / 540 nm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
348693	DNA-dye NonTox	1	AA -

DNA-Farbstoff für DNAzure-Blue-Gel

- **Mit bloßem Auge sichtbarer Farbstoff nach 5 bis 30 Minuten Lichteinwirkung**
- **Ultrasensitiv, Streifenvisualisierung bis zu 1 ng DNA**
- **Ausschneiden der interessierenden Streifen ohne Verwendung einer UV-Lampe**
- **Der Farbstoff ist mit der späteren Verwendung von DNA für Sequenzierung und Klonierung kompatibel**
- **Die Verwendung von Bromphenolblau (das in einigen Ladepads enthalten ist) wird nicht empfohlen; es ist vorzuziehen, G-Orange zu verwenden.**
- **Bildaufnahme ohne Imager möglich**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
461094	Farbstoff für Gel DNAzure blue nucleic acid 100 X, 10 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com