
Färbungs-Patch mit Ethidiumbromid



- Schnell und einfach
- Verhindert die Streuung von Ethidiumbromid, ideal für den TP
- Patch auf das Gel legen und warten : 8 - 10 Min. für 1% Agarosegel und >. ; 3 - 5 Min. für 0,8 % Agarosegele
- Blätter von 7 x 7 cm, aber in beigefügten Blättern geliefert für Gele, die in Vielfachen von 7 cm dimensioniert sind

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
994800	40 Blätter 7 x 7 cm	AA -
994801	100 Blätter 7 x 7 cm	AA -

Aktivkohle-Absorptionspuffer für fluoreszierende Farbstoffe



- Aktivkohle-Absorptionspuffer zur schnellen Entfernung von Fluoreszenzfarbstoffen wie Ethidiumbromid, GelGreen und GelRed sowie Sybr Safe
- Maximale Aufnahmekapazität : 10 mg Ethidiumbromid
- Absorption von Farbstoffen in nur 4 h unter ständigem Schütteln

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 25
461151	Absorptionspuffer für Fluoreszenzfarbstoffe	AA -

Basische Agarose

- Wird für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten in Konzentrationen von 0,8 bis 2 % verwendet

PanReac AppliChem ITW Reagents

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
348376	Agarose 500 g	AA -

Agarose

Art. Nr.	Typ	Anwendungen	Flasche	CHF
4905008	hohe/ mittlereSchmelztemperatur	Standard mit DNA	25 g	AA -
4905009	hohe/ mittlereSchmelztemperatur	Standard mit DNA	500 g	AA -

