Puffer für Proteinelektrophorese und Blotting

ClearLine® Pulverpuffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese

ClearLine

NEU

Unsere Auswahl

Schnell und einfach zu bedienen.

- **1 Beutel ergibt 1 Liter 1X-Puffer**
- **Keine pH-Einstellung erforderlich**
- **Fast running Puffer für die Hochspannungselektrophorese (300 - 350 V); ermöglicht die schnelle Auftrennung von Fragmenten mit weniger als 5 kb (ein klassischer 30 min Zyklus kann in nur 10 min durchgeführt werden)**

Art. Nr.	Bezeichnung	Zusammensetzung	pH	VE	CHF/VE
257081	TAE-Puffer (Tris-Acetat-EDTA)	40 mM Tris, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA	8,2 - 8,4	100	AA -
257082	TBE-Puffer (Tris-Borat-EDTA)	89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA	8,2 - 8,5	50	AA -
257083	Puffer Fast running	-	8,1-8,5	100	AA -



Nukleinsäure-Elektrophorese-Puffer

Elektrophorese-Puffer in Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
348604	TAE 10X, Grad MB, 1 l	AA -
348603	TAE 10X, Grad MB, 5 l	AA -
348605	TAE 50X, Grad MB, 1 l	AA -
091582	TBE 10X, Grad BM, 500 ml	AA -
348613	TBE 10X, Grad MB, 1 l	AA -
348615	TBE 10X, Grad MB, 5 l	AA -

Konservierungspuffer in Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
348619	TE 1X pH 8,0 Molekularbiologie Qualität	AA -
091576B	TE 1X pH 8,0 Molekularbiologie Qualität	AA -
348618	TE 1X pH 8.0 low EDTA, Molekularbiologie Qualität, 500 ml	AA -
348617	TE 1X pH 8.0 low EDTA, Molekularbiologie Qualität, 1 l	AA -

Hybridisierungspuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091568B	SSC 20X, Grad MB, 1 l	AA -

Waschpuffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
702678	TBS 10X pH 7.4, Grad MB, 6 x 1 l	AA -

Lyophilisierte Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
4905001	TBE 10X zur Herstellung von 10 l	AA -
4905005	SSC 10X zur Herstellung von 10 l	AA -

Puffer

TAE-Puffer Konzentrat

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348603	TAE 10 x BM	5 l	AA -
348605	TAE 50 x BM	1 l	AA -

TAE-Puffer (Tris-Acetat-EDTA) wird bei der Agarose-Gelelektrophorese für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Auflösung und die Trennung von doppelsträngiger DNA bei niedriger Spannung und hohem Molekulargewicht erforderlich sind. Die Lösungen werden aseptisch mikrofiltriert.

Konzentrierte TBE-Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
523253	TBE 10 x BM	500 ml	AA -
348613	TBE 10 x BM	1 l	AA -

Konzentrierter TBE-Puffer x 10 Für die Molekularbiologie. Elektrophorese-Puffer.

Beutel mit Pufferpulver

Für maximale Platzersparnis. In reinem Wasser auflösen, um die angegebene Endkonzentration zu erhalten.

Art. Nr.	Puffer (Pulver)	Endgültige Menge	Zusammensetzung	CHF/VE
4905001	TBE 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 89 mM Tris, 89 mM Borat, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	AA -
4905005	SSC 10 x	Ein Beutel für 10 Liter Konzentration 1 x	1 x Inhalt : 150 mM NaCl, 15 mM Natriumcitrat, pH 7,8 - 8,1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com