Puffer

Borsäure

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091516	Borsäure BM	1 kg	AA -

TRIS

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091572B	TRIS BM	1 kg	AA -

Dinatriumsalz Dihydrat EDTA


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091524	EDTA Dinatriumsalz BM	500 g	AA -

Ethylenediamintetraessigsäure

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348307	Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz 0,05 M	1000 ml	AA -

Zubehör

Saugspitzen von Elektrophorese-Gelstreifen



- Kein Skalpell mehr nötig, einhändige Arbeit
- Autoklavierbar
- Drücken Sie den Knopf, um das Gel und die Spitze nach unten zu bewegen
- Vermeiden Kreuzkontaminationen
- Kompatibel mit allen Pipetten vom Typ 1000 µl (Eppendorf, Gilson)

DNase RNase

Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
999068	4 x 1	250	AA -
999070	6,5 x 1	250	AA -

Skalpell für Agarose-Gel



- Zum Auswählen und Schneiden von DNA- oder RNA-Streifen auf Agarosegelen
- Einweg-Polystyrol
- Verhindert Schäden an Displays von Transilluminatoren
- L x B: 154 x 13 mm
- Verpackt in Beuteln zu 10

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 10
086667B	Skalpell für Agarosegele	AA -

TIPP



Visualisieren Sie alle Ihre Gele ohne UV Mini-Transilluminatoren, LED-Tablets, LED-Transilluminatoren und Bildanalysatoren: siehe Seiten 184-190.

