Protease-Inhibitor-Mix

- Empfohlener Hemmstoffcocktail für die Probenvorbereitung, 2-D-analysiert
- Hemmung von 95 % der Proteaseaktivität
- Enthält kein ETDA

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
80-6501-23	PROTEASE INHIBITOR MIX 1 ml	AA -

Nuclease-Mix

- Empfohlen für Proben, die in 2-D oder IEF analysiert werden
- Enthält kein ETDA
- Packung mit 0,5 ml, gebrauchsfertig

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
80-6501-42	NUCLEASE MIX	AA -

Proteine / Probenvorbereitung / zugehörige Reagenzien

Dithiothreitol ist ein weit verbreitetes Antioxidationsmittel in niedrigen Konzentrationen zur Stabilisierung von Enzymen und anderen Proteinen, die die freien Sulfhydrilgruppen enthalten. In hoher Konzentration reduziert es die Disulfidbrücken von Polypeptiden und erleichtert die Denaturierung von Proteinen durch Detergenzien oder chaotrope Mittel.

D,L - Dithiothreitol

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
348446	Dithiothreitol BM	5 g	AA -Et

Natriumdodecylsulfat (SDS)

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
091564	SDS 20 % BM	1 l	AA -

