
Proteine / Probenvorbereitung / Kits

2-D Quant Kit

cytiva

- Kit entwickelt für die Bestimmung der Proteinmenge aus Elektrophoresegelen
- Für Probenmengen von 1 bis 50 µl
- Messung der Proteinmenge von 0 bis 50 µg
- Set für 500 Analysen
- Das Verfahren wurde in 1 Stunde durchgeführt.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
80-6483-56	2-D QUANT KIT	AA -

SDS-PAGE Clean-up Kit

cytiva

- Vorbereitung der Proben für die SDS-PAGE-Technik
- Eliminiert das Vorhandensein von Salzen und optimiert die Proteinkonzentration durch Co-Präzipitation
- Für Probenmengen von 1 bis 100 µl
- Kit für 50 Proben mit einem Volumen von weniger als 100 µl
- Verfahren in 2 Stunden durchgeführt




Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
80-6484-70	SDS-PAGE CLEAN-UP KIT	AA -

Mini Dialysis Set

cytiva

- Entwickelt für die Dialyse von kleinen Probenvolumina
- Dialysevolumen bis zu 2 ml
- Jedes Set enthält 50 Röhrchen



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
80-6483-75	MINI DIALYSIS KIT 1 KDA 250 µl	AA -
80-6483-94	MINI DIALYSIS KIT 1 KDA 2 ml	AA -
80-6484-13	MINI DIALYSIS KIT 8 KDA 250 µl	AA -
80-6484-32	MINI DIALYSIS KIT 8 KDA 2 ml	AA -

Proteine / Probenvorbereitung / Entsalzung

Entsalzungssäulen Cytiva

cytiva

Anwendungen

- Pufferaustausch und Entsalzung
- Reinigen von Proben von Proteinen, Peptiden, Zuckern und anderen Biomolekülen
- Kleine Moleküle wie Salze oder andere nicht eingebettete Marker werden von den hochmolekularen Substanzen von Interesse getrennt

Methode

- Gelfiltration mit Trennung nach dem Molekulargewicht
- Sephadex™ G-25 Medium, Ausschlussgrenze : › 5000 Mr
- Sephadex™ G-10 Medium, Ausschlussgrenze : › 700 Mr



Art. Nr.	Bezeichnung	Format	Gel	Probenvolumen	Verpack.	CHF
28-9180-08	PD MidiTrap G-25	Säule	Sephadex G25	0,5 bis 1 ml durch Schwerkraft - 0,75 bis 1 ml durch Zentrifugation	50	AA -
28-9180-07	PD MiniTrap G-25	Säule	Sephadex G25	0,1 bis 0,5 ml durch Schwerkraft - 0,2 bis 0,5 ml durch Zentrifugation	50	AA -
17-0851-01	PD-Säulen 10	Säule	Sephadex G25	1 bis 2,5 ml durch Schwerkraft - 1,75 bis 2,5 ml durch Zentrifugation	30	AA -
28-9180-04	PD SpinTrap G-25	Mikrozentrifugenröhrchen	Sephadex G25	70 bis 130 µl	50	AA -
28-9180-06	PD MultiTrap G-25	96-Well-Platte	Sephadex G25	70 bis 130 µl	4 Platten	AA -
28-9180-11	PD MidiTrap G-10	Säule	Sephadex G10	400 bis 1000 µl	50	AA -
28-9180-10	PD MiniTrap	Säule	G-10 Sephadex G10	100 bis 300 µl	50	AA -
28-9232-45	PD-10 Spin Adapter	Zentrifugenadapter	-	-	10	AA -
28-9232-44	MidiSpin Adapter	Zentrifugenadapter	-	-	10	AA -
28-9232-43	MiniSpin Adapter	Zentrifugenadapter	-	-	10	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com