Proteine / Proteinanreicherung / Unmarkierte Proteine

Cytiva SpinTrap™ und MultiTrap™ Proteinanreicherung durch Immunpräzipitation

cytiva



MultiTrap

Säulen, die immobilisierte Liganden integrieren.

- **Erhöhung des Signals des interessierenden Proteins**
- **Erleichtert die Analyse**
- **Zeitersparnis und schlüssigere Ergebnisse**

2 Formate :
- SpinTrap: Zentrifugenröhrchen ;
- MultiTrap: 96-Well-Format.

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackung	CHF
28-9031-32	Protein A HP SpinTrap	16 Säulen	**AA -**
28-9031-33	Protein A HP MultiTrap	4 Platten	**AA -**
28-9031-34	Protein G HP SpinTrap	16 Säulen	**AA -**
28-9135-67	Protein A G HP SpinTrap Buffer Kit	1 Kit (16 Reaktionen)	**AA -**
28-9031-35	Protein G HP MultiTrap	4 Platten	**AA -**
28-9031-31	Streptavidin HP MultiTrap	4 Platten	**AA -**



SpinTrap

Proteine / Proteinanreicherung / Unmarkierte Proteine

cytiva

Mag Sepharose™ Cytiva



Magnetische Beads für eine einfachere Handhabung bei der Anreicherung von Zielpeptiden oder -proteinen.
Die Zielproteine werden durch Immunpräzipitation eingefangen. Das Einsammeln der Beads erfolgt mit einem magnetischen System, dem Mag Rack, auf schnelle und visuell kontrollierbare Weise. 6 Proben können parallel verarbeitet werden.

- **Protein A und G Mag Sepharose™: zur Kopplung mit einem monoklonalen oder polyklonalen Antikörper für Immunpräzipitationsversuche**
- **NHS Mag Sepharose™: für die Kopplung aller Proteine oder Biomoleküle, die eine freie Aminogruppe enthalten**
- **2 Mag Sepharose™: zur Anreicherung von phosphorylierten Peptiden (Affinität). Schnelles Protokoll : 6 Proben in weniger als einer Stunde bearbeitet**

Art. Nr.	Bezeichnung	Max. Anzahl der bearbeiteten Proben	CHF
28-9440-06	Protein A Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	**AA -**
28-9513-78	Protein A Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	**AA -**
28-9670-56	Protein A Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml	-	**AA -**
28-9670-62	Protein A Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml	-	**AA -**
28-9440-08	Protein G Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	**AA -**
28-9513-79	Protein G Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	**AA -**
28-9670-66	Protein G Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml	-	**AA -**
28-9670-70	Protein G Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml	-	**AA -**
17-3712-20	His Mag Sepharose excel 2 x 1 ml	-	**AA -**
17-3712-21	His Mag Sepharose excel 5 x 1 ml	-	**AA -**
17-3712-22	His Mag Sepharose excel 10 x 1 ml	-	**AA -**
28-9673-88	His Mag Sepharose Ni 2 x 1 ml	-	**AA -**
28-9673-90	His Mag Sepharose Ni 5 x 1 ml	-	**AA -**
28-9440-09	NHS Mag Sepharose 1 x 500 µl	20	**AA -**
28-9513-80	NHS Mag Sepharose 4 x 500 µl	80	**AA -**
28-9489-64	Mag Rack 6	-	**AA -**
28-9857-38	Streptavidin Mag Sepharose 2 x 1 ml	-	**AA -**
28-9857-99	Streptavidin Mag Sepharose 5 x 1 ml	-	**AA -**







Andere Verpackungen auf Anfrage